

# Guide des produits Coloplast

Katie,  
utilisatrice de produits  
de soins de stomie

*Soins de stomie, de la continence, de la peau et des plaies*

En vigueur à compter octobre 2023





**Katie,**  
utilisatrice de produits  
de soins de stomie

*« Originaire de l'Angleterre, Katie a 31 ans et vit à Toronto depuis 2021. Après avoir reçu un diagnostic de colite ulcéreuse, elle a appris qu'elle devait subir une colectomie subtotale et une iléostomie. À l'hôpital Mount Sinai, on lui a présenté les produits Coloplast et elle est tombée en amour avec la facilité d'emploi des sacs pour stomie SensSura<sup>MD</sup> Mio. Katie utilise actuellement l'appareillage à deux pièces SensSura<sup>MD</sup> Mio Click ainsi que le dissolvant d'adhésif en aérosol Brava, les anneaux de protection et la poudre Brava. Elle apprécie grandement la disponibilité de l'équipe de soins de Coloplast Care qui est toujours prête à répondre et à donner des conseils, et ce, dans tous les pays où elle voyage. »*

Katie  
utilisatrice des produits SensSura Mio,  
Toronto, Canada

# SOINS DE STOMIE

## Appareillage

### SenSura<sup>MD</sup> Mio Click

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur SenSura <sup>MD</sup> Mio Click .....	9
Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Mio Click .....	10
Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Mio Click .....	10
Sac fermé SenSura <sup>MD</sup> Mio Click .....	10
Sac d'urostomie SenSura <sup>MD</sup> Mio Click .....	11
Sac haut débit SenSura <sup>MD</sup> Mio Click .....	11

### SenSura<sup>MD</sup> Mio Flex

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur SenSura <sup>MD</sup> Mio Flex .....	14
Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Mio Flex .....	14
Sac fermé SenSura <sup>MD</sup> Mio Flex .....	15
Sac d'urostomie SenSura <sup>MD</sup> Mio Flex .....	15
Sac haut débit SenSura <sup>MD</sup> Mio Flex .....	15

### SenSura<sup>MD</sup> Mio - une pièce

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce

Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Mio .....	15
Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Mio .....	16
Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Mio .....	17
Sac fermé SenSura <sup>MD</sup> Mio .....	18
Sac fermé SenSura <sup>MD</sup> Mio .....	19
Sac d'urostomie SenSura <sup>MD</sup> Mio .....	20
SenSura <sup>MD</sup> Mio une pièce haut débit .....	20
SenSura <sup>MD</sup> Mio une pièce post-opératoire .....	20

### SenSura<sup>MD</sup> Mio Baby

#### Champ protecteur cutané et sac pour stomie - système deux pièces

Champ protecteur SenSura <sup>MD</sup> Mio Baby Flex .....	21
Sac à vider SenSura <sup>MD</sup> Mio Baby Flex .....	21
Dissolvant pour adhésif en lingettes Brava <sup>MD</sup> Baby .....	21

### SenSura<sup>MD</sup> Mio Kids

#### Champ protecteur et sac - Système deux pièces

Champ protecteur SenSura <sup>MD</sup> Mio Kids Flex .....	21
Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Mio Kids Flex .....	21
Sac d'urostomie SenSura <sup>MD</sup> Mio Kids Flex .....	21

#### Champ protecteur et sac - Système une pièce

Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Mio Kids une pièce .....	22
Sac d'urostomie SenSura <sup>MD</sup> Mio Kids Flex une pièce .....	22

### SenSura<sup>MD</sup> Click

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur SenSura <sup>MD</sup> Click .....	22
Champ protecteur SenSura <sup>MD</sup> Click Xpro .....	23
Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Click avec Easyclose™ WIDE-Outlet .....	23
Sac fermé SenSura <sup>MD</sup> Click .....	23
Sac d'urostomie SenSura <sup>MD</sup> Click .....	24
Sac SenSura <sup>MD</sup> à haut débit .....	24

### SenSura<sup>MD</sup> Flex

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur SenSura <sup>MD</sup> Flex .....	24
Champ protecteur SenSura <sup>MD</sup> Flex Xpro .....	25
Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Flex .....	25
Sac fermé SenSura <sup>MD</sup> Flex .....	25
Sac d'urostomie SenSura <sup>MD</sup> Flex .....	25

### SenSura<sup>MD</sup>

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce

Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> .....	26
Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Xpro .....	26
Sac fermé SenSura <sup>MD</sup> .....	27
Sac d'urostomie SenSura <sup>MD</sup> .....	27
Sac haut débit SenSura <sup>MD</sup> .....	27
Sac SenSura <sup>MD</sup> Sac Post-opératoire .....	27

### Assura<sup>MD</sup>

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Champ protecteur Assura <sup>MD</sup> .....	28
Champ protecteur Assura <sup>MD</sup> - Port extra prolongé .....	29
Sac à vider à grande capacité Assura <sup>MD</sup> 2 pièces .....	29
Système à vider à grande capacité 2 pièces Assura <sup>MD</sup> .....	29
Sac vidable Assura <sup>MD</sup> .....	30
Sac vidable Assura <sup>MD</sup> avec EasiClose™ .....	30
Sac fermé Assura <sup>MD</sup> .....	30
Sac d'urostomie Assura <sup>MD</sup> .....	30

### Assura<sup>MD</sup> - Système une pièce

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce

Sac vidable Assura <sup>MD</sup> .....	31
Sac vidable Assura <sup>MD</sup> avec EasiClose™ .....	31
Sac vidable Assura <sup>MD</sup> - Port extra prolongé .....	31
Sac fermé Assura <sup>MD</sup> .....	32
Sac postopération Assura <sup>MD</sup> 1 pièce .....	32
Sac fermé Assura <sup>MD</sup> .....	32
Sac d'urostomie Assura <sup>MD</sup> .....	33
Sac vidable Assura <sup>MD</sup> - Port extra prolongé .....	33

### Assura<sup>MD</sup> Pédiatrique - Système deux pièces

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces - Pédiatrique

Champ protecteur Assura <sup>MD</sup> pédiatrique .....	33
Sac vidable Assura <sup>MD</sup> pédiatrique .....	33
Sac fermé Assura <sup>MD</sup> pédiatrique .....	33

### EasiFlex<sup>MD</sup> Pédiatrique

#### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces - Pédiatrique

Champ protecteur Easiflex <sup>MD</sup> pédiatrique .....	34
Sac vidable Easiflex <sup>MD</sup> pédiatrique .....	34

## Assura<sup>MD</sup> Pédiatrique - Système une pièce

### Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce - Pédiatrique

Sac vidable Assura <sup>MD</sup> pédiatrique .....	34
Sac fermé Assura <sup>MD</sup> pédiatrique.....	34
Sac urostomie Assura <sup>MD</sup> pédiatrique .....	34

## Accessoires

### Accessoires de stomie

Protecteur cutané Brava <sup>MD</sup> .....	37
Anneau protecteur Brava <sup>MD</sup> .....	37
Anneau protecteur Brava <sup>MD</sup> large.....	37
Anneau protecteur Brava <sup>MD</sup> extra large.....	37
Anneau protecteur convexe Brava <sup>MD</sup> .....	37
Anneaux moulables Brava <sup>MD</sup> .....	37
Barrière cutanée Brava <sup>MD</sup> .....	37
Dissolvant pour adhésif Brava <sup>MD</sup> .....	38
Crème de protection cutanée Brava <sup>MD</sup> .....	38
Pâte de stomie en bande Brava <sup>MD</sup> .....	38
Bandes de barrière élastique Brava <sup>MD</sup> .....	38
Poudre de stomie Brava <sup>MD</sup> .....	38
Ceinture Brava <sup>MD</sup> Mio Nouvelle Conception.....	38
Ceinture Brava <sup>MD</sup> .....	38
Déodorant lubrifiant Brava <sup>MD</sup> .....	38
Pâte sans alcool Brava <sup>MD</sup> .....	38
Pâte de stomie (contient de l'alcool).....	38
Anneaux protecteurs.....	39
Champ protecteur liquide Coloplast Prep <sup>TM</sup> .....	39
Filtre pour sac Coloplast Filtrodor <sup>MD</sup> .....	39
Pince pour sac Coloplast.....	39
Ciseaux de stomie.....	39

### Hex-On<sup>MD</sup>

#### Antagoniste d'odeur

Hex-On <sup>MD</sup> .....	39
----------------------------	----

### Couvre-stomie

Couvre-stomie urostomie.....	40
Couvre-stomie.....	40
Couvre-stomie Coloplast - Une pièce.....	40

### Produits d'irrigation Assura<sup>MD</sup>

Ensemble d'irrigation Assura <sup>MD</sup> .....	40
Accessoires d'irrigation Assura <sup>MD</sup> .....	40
Manchon d'irrigation Assura <sup>MD</sup> .....	40
Sac de nuit Coloplast pour urostomie.....	41

### Système Coloplast pour fistules et soins des plaies

Sacs .....	41
Couvercles.....	41
Accessoires.....	41

# SOINS D'INCONTINENCE

## Intermittent

### SpeediCath<sup>MD</sup> Flex

Cathéter hydrophile Intermittent SpeediCath <sup>MD</sup> Flex .....	47
---	----

### SpeediCath<sup>MD</sup> Standard

Cathéter hydrophile Intermittent SpeediCath <sup>MD</sup> Standard pour homme, droit.....	47
SpeediCath <sup>MD</sup> Standard pour homme, coudé.....	47
SpeediCath <sup>MD</sup> Standard pour femme, droit .....	47
SpeediCath <sup>MD</sup> Standard pédiatrique, droit .....	47

### SpeediCath<sup>MD</sup> Compact pour Homme

Cathéter hydrophile Intermittent SpeediCath <sup>MD</sup> Compact pour homme.....	48
--	----

### SpeediCath<sup>MD</sup> Compact Eve

Cathéter hydrophile Intermittent SpeediCath <sup>MD</sup> Compact Eve .....	48
--	----

### SpeediCath<sup>MD</sup> Compact Female

Cathéter hydrophile Intermittent SpeediCath <sup>MD</sup> Compact pour femme .....	48
SpeediCath <sup>MD</sup> Compact Plus pour femme.....	48

### SpeediCath<sup>MD</sup> Compact Set

Cathéter hydrophile Intermittent SpeediCath <sup>MD</sup> Compact Set pour homme .....	49
SpeediCath <sup>MD</sup> Compact Set pour femme.....	49

### Self-Cath<sup>MD</sup>

#### Cathéter Intermittent

Self-Cath <sup>MD</sup> pour femme, droit.....	49
Self-Cath <sup>MD</sup> pédiatrique.....	49
Tubes d'extension Self-Cath <sup>MD</sup> .....	49
Self-Cath <sup>MD</sup> pour homme, droit.....	50
Self-Cath <sup>MD</sup> pour homme, droit, emballage recourbé.....	50
Self-Cath <sup>MD</sup> pour homme, droit, souple .....	50
Self-Cath <sup>MD</sup> pour homme, coudé, effilé avec guide d'insertion	50
Self-Cath <sup>MD</sup> pour homme, coudé olive, avec guide d'insertion.	50
Self-Cath <sup>MD</sup> pour homme, système fermé, droit .....	50

## Externe

### Conveen<sup>MD</sup> Optima

Cathéter externe pour homme - Silicone Conveen <sup>MD</sup> Optima régulier .....	53
Conveen <sup>MD</sup> Optima court.....	53

### Conveen<sup>MD</sup> Security+

#### Cathéter externe pour homme - SEBS\*

Conveen <sup>MD</sup> Security+ autoadhésif .....	53
Conveen <sup>MD</sup> Security+ avec bande adhésif .....	53

## Clear Advantage<sup>MD</sup> / Freedom Clear<sup>TM</sup>

### Cathéter externe pour homme - Silicone

Clear Advantage <sup>MD</sup> avec aloe vera.....	54
Freedom Clear <sup>TM</sup> .....	54
Freedom Clear <sup>TM</sup> «LS» (longue gaine).....	54
Freedom Clear <sup>TM</sup> «SS» (gaine sport) .....	54

## Conveen<sup>MD</sup>

### Cathéter externe pour homme - Latex

Conveen <sup>MD</sup> autoadhésif.....	54
Conveen <sup>MD</sup> avec bande adhésive.....	54

## Active Cath<sup>MD</sup>

### Cathéter externe pour homme - Latex

Active Cath <sup>MD</sup> .....	55
---------------------------------	----

## Freedom Cath<sup>MD</sup>

### Cathéter externe pour homme - Latex

Freedom Cath <sup>MD</sup> .....	55
----------------------------------	----

## Conveen<sup>MD</sup> Active

### Sac urinaire à jambe

Sac à jambe Conveen <sup>MD</sup> Active, non stérile.....	55
--	----

## Conveen<sup>MD</sup> Security+

### Sac urinaire à jambe

Sac à jambe Conveen <sup>MD</sup> Security+, robinet à pince, non stérile.....	55
Sac à jambe Conveen <sup>MD</sup> Security+, robinet à pince, port d'échantillonnage, stérile.....	55
Sac à jambe Conveen <sup>MD</sup> Security+, robinet à levier, stérile.....	55

## Conveen<sup>MD</sup> Standard

### Sac à urine de jour/nuit

Sac de jour / nuit Conveen <sup>MD</sup> Standard, robinet à pince, non stérile.....	56
Sac de jour / nuit Conveen <sup>MD</sup> Standard, robinet à pince, port d'échantillonnage, stérile.....	56

## Conveen<sup>MD</sup> Contour

### Sac urinaire à jambe

Sac à jambe Conveen <sup>MD</sup> Contour, robinet à pince, sangles, non stérile.....	56
---	----

## Sac de nuit Conveen<sup>MD</sup>

### Sac urinaire de nuit

Sac de nuit Conveen <sup>MD</sup> non stérile.....	56
Sac de nuit Conveen <sup>MD</sup> stérile.....	56

## Accessoires

Support de sac Conveen <sup>MD</sup> .....	56
Sangles à jambe Conveen <sup>MD</sup> .....	56
Sangle de retenue de cathéter Conveen <sup>MD</sup> .....	56

## Peristeen Plus<sup>MD</sup> Irrigation Transanale

Système d'irrigation transanale Peristeen Plus <sup>MD</sup> .....	57
Système d'irrigation transanale Peristeen Plus <sup>MD</sup> - Court.....	57
Peristeen Plus <sup>MD</sup> Irrigation transanale - Ensemble d'accessoires .....	57
Peristeen Plus <sup>MD</sup> Irrigation transanale - Ensemble d'accessoires - Court.....	57
Peristeen Plus <sup>MD</sup> Irrigation transanale - Cathéter rectal.....	57
Peristeen Plus <sup>MD</sup> Irrigation transanale - Attaches.....	57
Peristeen Plus <sup>MD</sup> Irrigation transanale - Tubulure.....	57

# SOINS DES PLAIES

## Biatain<sup>MD</sup> Silicone

### Pansement mousse avec adhésif en silicone

Biatain <sup>MD</sup> Silicone.....	61
-------------------------------------	----

## Biatain<sup>MD</sup> Silicone sans bordure

Biatain <sup>MD</sup> Silicone sans bordure.....	61
--	----

## Biatain<sup>MD</sup> Silicone Lite

### Pansement mousse mince avec adhésif en silicone

Biatain <sup>MD</sup> Silicone Lite .....	61
---	----

## Biatain<sup>MD</sup> Silicone Ag

### Pansement mousse avec adhésif en silicone et argent

Biatain <sup>MD</sup> Silicone Ag.....	62
--	----

## Biatain<sup>MD</sup>

### Pansement mousse

Biatain <sup>MD</sup> Adhésif.....	62
Biatain <sup>MD</sup> non adhésif.....	62

## Biatain<sup>MD</sup> Soft Hold

### Pansement mousse avec légère adhérence

Biatain <sup>MD</sup> Soft Hold .....	63
---------------------------------------	----

## Biatain<sup>MD</sup> Ag

### Pansement mousse avec argent

Biatain <sup>MD</sup> Ag adhésif.....	63
Biatain <sup>MD</sup> Ag non adhésif .....	63

## Biatain<sup>MD</sup> Fiber

Biatain <sup>MD</sup> Fiber.....	63
----------------------------------	----

## Biatain<sup>MD</sup> Alginate

### Pansement d'alginate de calcium

Biatain <sup>MD</sup> Alginate .....	64
--------------------------------------	----

## Biatain<sup>MD</sup> Alginate Ag

### Pansement d'alginate de calcium avec argent

Biatain <sup>MD</sup> Alginate Ag.....	64
--	----

## Biatain<sup>MD</sup> Ibu

### Pansement mousse avec ibuprofène

Biatain <sup>MD</sup> Ibu non adhésif.....	64
Biatain <sup>MD</sup> Ibu Soft-Hold .....	64

## Biatain<sup>MD</sup> Super

### Pansement hydrocapillaire

Biatain<sup>MD</sup> Super adhésif ..... 64

Biatain<sup>MD</sup> Super non adhésif ..... 64

## Comfeel<sup>MD</sup> Plus

### Pansement hydrocolloïde

Comfeel<sup>MD</sup> Plus ..... 65

## Comfeel<sup>MD</sup> Plus Transparent

### Pansement hydrocolloïde

Comfeel<sup>MD</sup> Plus Transparent ..... 65

## Triad<sup>TM</sup>

### Pansement hydrophile

Triad<sup>TM</sup> ..... 65

## Purilon<sup>MD</sup> Gel

### Hydrogel fait d'ingrédients naturels

Purilon<sup>MD</sup> Gel ..... 66

## Woun'Dres<sup>MD</sup>

### Hydrogel de collagène

Woun'Dres<sup>MD</sup> hydrogel de collagène ..... 66

## Sea-Clens<sup>MD</sup>

### Nettoyant pour plaies

Sea-Clens<sup>MD</sup> nettoyant pour plaies ..... 66

# SOINS DE LA PEAU

## Sproam<sup>MD</sup>

### Nettoyant en vaporisateur ou en mousse sans rinçage

Sproam<sup>MD</sup> ..... 69

## Bedside-Care<sup>MD</sup> - peau sensible

### Nettoyant mousse sans rinçage

Bedside-Care<sup>MD</sup> Sensitive Skin ..... 69

## Bedside-Care<sup>MD</sup> - Mousse

### Nettoyant mousse sans rinçage

Bedside-Care<sup>MD</sup> ..... 69

## Bedside-Care<sup>MD</sup>

### Nettoyant en vaporisateur sans rinçage

Bedside-Care<sup>MD</sup> ..... 69

## EasiCleanse<sup>MD</sup> Bath

### Lingette nettoyante sans rinçage

EasiCleanse<sup>MD</sup> Bath ..... 70

## Gentle Rain<sup>MD</sup> Extra doux

### Nettoyant à rincer

Gentle Rain<sup>MD</sup> Extra Mild ..... 70

## Gentle Rain<sup>MD</sup> Extra doux Sans Parfum

### Nettoyant à rincer

Gentle Rain<sup>MD</sup> Extra doux Sans Parfum ..... 70

## Atrac-Tain<sup>MD</sup>

### Hydratant

Atrac-Tain<sup>MD</sup> ..... 70

## Sween<sup>MD</sup> 24

### Hydratant

Sween<sup>MD</sup> 24 ..... 71

## Crème Sween<sup>MD</sup>

### Hydratant

Crème Sween<sup>MD</sup> ..... 71

## Lotion Sween<sup>MD</sup> - non parfumée

### Hydratant

Lotion Sween<sup>MD</sup> - non parfumée ..... 71

## Critic-Aid<sup>MD</sup> Clear

### Barrière protectrice

Critic-Aid<sup>MD</sup> Clear ..... 72

## Baza<sup>MD</sup> Protect II

### Barrière protectrice

Baza<sup>MD</sup> Protect II ..... 72

## Baza Cleanse and Protect<sup>MD</sup>

### Nettoyant et protecteur

Baza Cleanse and Protect<sup>MD</sup> ..... 72

## InterDry<sup>MD</sup>

### Textile qui évacue l'humidité avec complexe d'argent antimicrobien

InterDry<sup>MD</sup> ..... 73

## Isagel<sup>MD</sup>

### Gel désinfectant pour les mains

Isagel<sup>MD</sup> ..... 73

## Poudre corporelle Sween<sup>MD</sup>

### Poudre pour tout le corps.

Poudre corporelle Sween<sup>MD</sup> ..... 73

## Accessoires

Distributeur mural pour sacs ..... 73

Bac récupérateur pour distributeur mural ..... 73

Support mural ..... 73

# Soins de stomie

# Votre patient obtient-il le bon ajustement?

Un appareillage mal ajusté au profil corporel péristomial est la principale cause des fuites et des complications cutanées<sup>1,2</sup>.



Intégrant un adhésif exclusif aux produits SenSura<sup>MD</sup> Mio, la technologie BodyFit<sup>MD</sup> est la formule pour obtenir le bon ajustement.



**Contact ajusté au corps pour une protection accrue**



**Ajustement flexible pour suivre les mouvements**

1. Rolstad, B. S. & Erwin-Toth P. L. Peristomal Skin Complications: Prevention and Management. *Ostomy Wound Manage.* 2004;50(9):68-77.
2. Colwell, J. C. et coll. Résultats consensuels internationaux. Development of Practice Guidelines for Assessment of Peristomal Body and Stoma Profiles, Patient Engagement and Patient Follow-Up. *Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing* 45 (1): November/December 2019 - Volume 46 - Issue 6 - p 497-504.



**SenSura<sup>®</sup> Mio**



# SenSura<sup>MD</sup> Mio Click

## Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Couplage mécanique Click avec anneau de sécurité.



- Tous les champs protecteurs Mio Click 2 pièces sont dotés 4 oeillets de ceinture.
- Exempts de latex de caoutchouc naturel.

### Champ protecteur SenSura<sup>MD</sup> Mio Click

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
À découper	Non convexe	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po) ●	10-35 mm ( <sup>2</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	10502	5	
		50 mm (2 po) ●	10-45 mm ( <sup>2</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	10512	5	
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po) ●	10-55 mm ( <sup>2</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	10522	5	
		70 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) ●	10-65 mm ( <sup>2</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	10531	5	
Précoupé	Non convexe		20 mm ( <sup>2</sup> / <sub>4</sub> po)	10503	5	
			22 mm ( <sup>7</sup> / <sub>8</sub> po)	10506	5	
			25 mm (1 po)	10504	5	
			28 mm (1 1/8 po)	10505	5	
			30 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	10513	5	
			32 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	10514	5	
		50 mm (2 po) ●	35 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	10515	5	
			38 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	10516	5	
			40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	10523	5	
			45 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	10524	5	
	50 mm (2 po)	10525	5			
À découper	Convexité légère	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po) ●	10-20 mm ( <sup>2</sup> / <sub>8</sub> - <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	16901	5	
		50 mm (2 po) ●	15-30 mm ( <sup>2</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	16911	5	
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po) ●	15-40 mm ( <sup>2</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	16921	5	
		70 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) ●	15-53 mm ( <sup>2</sup> / <sub>8</sub> po - 2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po)	16931	5	
Précoupé	Convexité légère		18 mm ( <sup>2</sup> / <sub>4</sub> po)	16903	5	
			21 mm ( <sup>13</sup> / <sub>16</sub> po)	16913	5	
		50 mm (2 po) ●	25 mm (1 po)	16914	5	
			28 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	16915	5	
			31 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	16923	5	
			35 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	16924	5	
			38 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	16933	5	
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> ) ●	41 mm (1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po)	16934	5	
À découper	Convexité profonde	40 mm (1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po) ●	10-20 mm ( <sup>2</sup> / <sub>8</sub> - <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po)	16941	5	
		50 mm (2 po) ●	15-30 mm ( <sup>2</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	16951	5	
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po) ●	15-40 mm ( <sup>2</sup> / <sub>8</sub> - 1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> po)	16961	5	
		70 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> po) ●	15-53 mm ( <sup>2</sup> / <sub>8</sub> - 2 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> po)	16971	5	
Précoupé	Convexité profonde		18 mm ( <sup>2</sup> / <sub>4</sub> po)	16942	5	
			21 mm ( <sup>13</sup> / <sub>16</sub> po)	16953	5	
		50 mm (2 po) ●	25 mm (1 po)	16954	5	
			28 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> po)	16955	5	
			31 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> po)	16963	5	
			35 mm (1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po)	16964	5	
			38 mm (1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> po)	16973	5	
		60 mm (2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> po) ●	41 mm (1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> po)	16974	5	



## Champ protecteur SenSura<sup>MD</sup> Mio Click

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper		40 mm (1 9/16 po) ●	10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	18500	5
		50 mm (2 po) ●	10-45 mm (3/8 - 1 3/4 po)	18510	5
		60 mm (2 3/8 po) ●	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	18520	5
		70 mm (2 3/4 po) ●	10-65 mm (3/8 - 2 1/2 po)	18530	5
Précoupé		40mm (1 9/16 po) ●	20 mm (3/4 po)	18501	5
			25mm (1 po)	18511	5
		50 mm (2 po) ●	30mm (1 1/8 po)	18512	5
			35mm (1 3/8 po)	18513	5
		60 mm (2 3/8 po) ●	30mm (1 1/8 po)	18521	5
			35mm (1 3/8 po)	18522	5
			40mm (1 9/16 po)	18523	5
			45mm (1 3/4 po)	18524	5
		70 mm (2 3/4 po) ●	45mm (1 3/4 po)	18531	5
			50mm (2 po)	18532	5



## Sac vidable SenSura<sup>MD</sup> Mio Click Easiclosetm WIDE-Outlet

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités	
Midi 26 cm (10 1/4 po) 485mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 9/16 po) ●	11461	10	
		50 mm (2 po) ●	11471	10	
Maxi 28 cm (11 po) 655mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 9/16 po) ●	11462	10	
		50 mm (2 po) ●	11472	10	
		60 mm (2 3/8 po) ●	11482	10	
		70 mm (2 3/4 po) ●	11486	10	
		40 mm (1 9/16 po) ●	Vidoir étroit avec filtre Ileo	11432	10
		50 mm (2 po) ●	Vidoir étroit avec filtre Ileo	11443	10



## Sac vidable SenSura<sup>MD</sup> Mio Click Easiclosetm WIDE-Outlet

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités	
Maxi 28 cm (11 po) 655mL	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	11463	10	
		50 mm (2 po) ●	11473	10	
		50 mm (2 po) ●	Sans filtre	11474	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	11483	10	
		60 mm (2 3/8 po) ●	Sans filtre	11484	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	11487	10	



## Sac fermé SenSura<sup>MD</sup> Mio Click

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po) 175mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 9/16 po) ●	11401	30
		50 mm (2 po) ●	11412	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	11421	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po) 570mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	40 mm (1 9/16 po) ●	11402	30
		50 mm (2 po) ●	11413	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	11422	30
		70 mm (2 3/4 po) ●	11425	30



## Sac d'urostomie SenSura<sup>MD</sup> Mio Click

Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Midi 24 cm (9 3/4 po) 330 mL	Gris pâle	50 mm (2 po)	●	11496	10
		40 mm (1 9/16 po)	●	11491	10
		50 mm (2 po)	●	11497	10
Maxi 26 cm (10 3/4 po) 480 mL	Gris pâle	60 mm (2 3/8 po)	●	11499	10
		40 mm (1 9/16 po)	●	11492	10
	Transparent	50 mm (2 po)	●	11498	10
		60 mm (2 3/8 po)	●	11500	10



## SenSura<sup>MD</sup> Mio Click haut débit

Vidoir	Couleur	Taille du couplage	Volume	Code de produit	Unités		
Vidoir rigide à large ouverture 32cm (12 11/16 po) 1080 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	40mm (1 9/16 po)	● 1160 ml	18600	10		
		50mm (2 po)	● 1120 ml	18601	10		
		60mm (2 3/8 po)	● 1080 ml	18602	10		
		70mm (2 3/4 po)	● 1040 ml	18603	10		
	Transparent	40mm (1 9/16 po)	● 1160 ml	18610	10		
		50mm (2 po)	● 1120 ml	18611	10		
		60mm (2 3/8 po)	● 1080 ml	18612	10		
		70mm (2 3/4 po)	● 1040 ml	18613	10		
		Sac Mini Vidoir rigide à large ouverture 24cm (9 1/2 po) 650 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	40mm (1 9/16 po)	● 650 ml	18620	10
				50mm (2 po)	● 581 ml	18621	10
60mm (2 3/8 po)	● 546 ml			18622	10		
Vidoir souple Raccord universel 32cm (12 11/16 po) 1080 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	50mm (2 po)	● 1120 ml	18630	10		
		60mm (2 3/8 po)	● 1080 ml	18631	10		
		70mm (2 3/4 po)	● 1040 ml	18632	10		
	Transparent	50mm (2 po)	● 1120 ml	18640	10		
		60mm (2 3/8 po)	● 1080 ml	18641	10		
		70mm (2 3/4 po)	● 1040 ml	18642	10		



Sac avec vidoir rigide à large ouverture se connecte au sac de drainage Coloplast 14010

# L'ajustement fait toute la différence




Avec la gamme de produits SenSura<sup>MD</sup> Mio, intégrant la technologie BodyFit<sup>MD</sup>, il est plus facile de procurer un appareillage bien ajusté au corps

La technologie BodyFit<sup>MD</sup> intègre un adhésif extensible exclusif aux produits SenSura<sup>MD</sup> Mio. Elle fournit un contact corporel étroit pour une protection accrue et un ajustement flexible pendant les mouvements.



## SenSura<sup>MD</sup> Mio

Un adhésif plat du champ protecteur SenSura<sup>MD</sup> Mio sera habituellement suffisant pour une personne dont l'ouverture de la stomie se situe au-dessus de la surface de la peau. Pour une surface cutanée comportant des creux et des plis, un joint protecteur peut être ajouté pour égaliser la surface et ainsi assurer un joint étanche.



## SenSura<sup>MD</sup> Mio Convex

Pour assurer le meilleur ajustement au profil corporel péristomial creux, il vaut mieux envisager une solution convexe telle que SenSura<sup>MD</sup> Mio Convex:

- Convexité souple pour les stomies reposant au-dessus de la surface de la peau et qui ont besoin de soutien pour résister aux creux et interstices.
- Convexité légère pour les zones peu profondes et les stomies dont l'ouverture se situe à égalité de la peau, afin de faire saillir la stomie.
- Convexité profonde pour les stomies dont l'ouverture se situe à la surface ou sous la surface de la peau, afin de faire saillir la stomie.

● Soft ● Light ● Deep



## SenSura<sup>MD</sup> Mio Concave

Pour les personnes au profil corporel bombé, la forme courbée du champ protecteur SenSura<sup>MD</sup> Mio Concave permet un ajustement qui épouse les courbes du corps, de sorte à assurer l'étanchéité sans créer de plis et de creux dans l'adhésif.

# Trois autres raisons qui expliquent pourquoi SenSura<sup>MD</sup> Mio est le choix par excellence des patients et patientes.



## Couleur discrète du sac

De couleur neutre, le matériau de textile est conçu pour passer inaperçu, même sous les vêtements blancs.




## Un filtre fiable

Un préfiltre circulaire plein fournit une protection accrue contre l'obstruction.

A démontré réduire le taux d'incidence de gonflement<sup>1</sup> de

# 61%



## Choix de couplages

Le **couplage encliquetable** est muni d'un verrou qui rassure et procure un sentiment de sécurité. Un clic audible confirme que le sac est bien relié au champ protecteur.

Le **couplage Flex** est assez flexible pour s'adapter aux courbes du corps et assurer le confort à l'utilisation pour un profil creux.

Le champ protecteur SenSura<sup>MD</sup> Mio est offert en modèles variés pour répondre aux besoins des personnes qui ont une colostomie, une iléostomie ou une urostomie.



1. Coloplast. Étude clinique 2010 (VV 006) sur les iléostomies, en comparaison avec la norme de soins.

Soins de stomies/Soins de la continence/Soins de la peau et des plaies/Urologie interventionnelle

Coloplast A/S, Høttedam 1, 3050 Humlebaek, Danemark

www.coloplast.ca Le logo de Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. © 2023-10 Coloplast A/S. PM-14041

 **Coloplast**

# SenSura<sup>MD</sup> Mio Flex

## Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Le couplage adhésif Flex offre souplesse et liberté de mouvement.

- Seuls les champs protecteurs Mio Flex convexes sont dotés 4 oeilllets de ceinture.
- Exempts de latex de caoutchouc naturel.

Champ protecteur SenSura <sup>MD</sup> Mio Flex					
Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	35 mm (1 3/8 po)	● 10-33 mm (3/8 - 1 1/4 po)	10551	10
		50 mm (2 po)	● 10-48 mm (3/8 - 2 po)	10561	10
		70 mm (2 3/4 po)	● 10-68 mm (3/8 - 2 3/4 po)	10571	10
		90mm (3 1/2 po)	● 10-88 mm (3/8 po - 3 1/2 po)	18390	10
Précoupé	Non convexe		25 mm (1 po)	10562	10
			28 mm (1 1/8 po)	10566	10
			30 mm (1 1/4 po)	10563	10
		50 mm (2 po)	● 32 mm (1 1/4 po)	10567	10
			35 mm (1 3/8 po)	10564	10
			38mm (1 1/2 po)	10568	10
			40 mm (1 9/16 po)	10565	10
		70mm (2 3/4 po)	● 45 mm (1 3/4 po)	10572	5
			50 mm (2 po)	10573	5
		À découper	Convexité légère	35 mm (1 3/8 po)	● 10-20 mm (3/8 - 3/4 po)
50 mm (2 po)	● 15-30 mm (5/8 - 1 1/8 po)			16481	5
	● 15-40 mm (5/8 - 1 9/16 po)			16483	5
70 mm (2 3/4 po)	● 15-53 mm (5/8 - 2 1/16 po)			16491	5
Précoupé	Convexité légère	35 mm (1 3/8 po)	● 18 mm (3/4 po)	16472	5
			21 mm (13/16 po)	16484	5
			25 mm (1 po)	16485	5
			● 28 mm (1 1/8 po)	16486	5
		50 mm (2 po)	31 mm (1 1/4 po)	16487	5
			35 mm (1 3/8 po)	16488	5
			● 38 mm (1 1/2 po)	16493	5
			● 41 mm (1 5/8 po)	16494	5



Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Mio Flex avec Easyclose™ WIDE-Outlet						
Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités	
Midi 26 cm (10 1/4 po) 485 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	50 mm (2 po)	●	12271	10	
		35 mm (1 3/8 po)	●	Vidoir étroit avec filtre Ileo	12232	10
		35 mm (1 3/8 po)	●		12262	10
		50 mm (2 po)	●	Vidoir étroit avec filtre Ileo	12243	10
Maxi 28 cm (11 po) 655 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	50 mm (2 po)	●	12272	10	
		70 mm (2 3/4 po)	●	12282	10	
		50 mm (2 po)	●	Sans filtre	12274	10
		70 mm (2 3/4 po)	●	Sans filtre	12284	10
		90mm (3 1/2 po)	●		18389	10



## Sac fermé SenSura<sup>MD</sup> Mio Flex

Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po) 275 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	35 mm (1 3/8 po)	●	12201	30
		50 mm (2 po)	●	12212	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po) 570 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	35 mm (1 3/8 po)	●	12202	30
		50 mm (2 po)	●	12213	30
		70 mm (2 3/4 po)	●	12222	30
		90 mm (3 1/2 po)	●	18386	10



## Sac d'urostomie SenSura<sup>MD</sup> Mio Flex

Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Maxi 26 cm (10 1/4 po) 400 mL	Gris pâle	35 mm (1 3/8 po)	●	12291	10
		50 mm (2 po)	●	12297	10
	Transparent	35 mm (1 3/8 po)	●	12292	10
		50 mm (2 po)	●	12298	10



## SenSura<sup>MD</sup> Mio Flex haut débit

Vidoir	Couleur	Taille du couplage	Volume	Code de produit	Unités
Vidoir rigide à large ouverture 32 cm (12 11/16 po) 1080 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	50 mm (2 po)	● 980 ml	18650	10
		70 mm (2 3/4 po)	● 906 ml	18651	10
	Transparent	50 mm (2 po)	● 980 ml	18655	10
		70 mm (2 3/4 po)	● 906 ml	18656	10
Vidoir souple 32 cm (12 11/16 po) 1080 mL	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	50 mm (2 po)	● 1080 mL	18652	10
	Transparent	50 mm (2 po)	● 1080 mL	18657	10



Sac avec vidoir rigide à large ouverture se connecte au sac de drainage Coloplast 14010

# SenSura<sup>MD</sup> Mio

## Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce

Adhésif élastique, textile gris pâle et filtre circulaire complet.

- Les systèmes convexes sont uniquement dotés 4 oeilletons de ceinture.
- Exempts de latex de caoutchouc naturel.

## Sac vidable SenSura<sup>MD</sup> Mio avec Easyclose™ WIDE-Outlet

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 26 cm (10 1/4 po) À découper 485 mL	À découper	Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-45 mm (3/8 - 1 3/4 po)	10461	10
				10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po) <i>Vidoir étroit avec filtre Ileo</i>	10451	10
	À découper	Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	10471	10
				10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	10481	10
				10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	10489 <i>Sans filtre</i>	10
				25 mm (1 po)	10472	10
Maxi 28 cm (11 po) 655 mL	Précoupé	Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	28 mm (1 1/8 po)	10473	10
				30 mm (1 1/8 po)	10474	10
				32 mm (1 1/4 po)	10475	10
				35 mm (1 3/8 po)	10476	10
				38 mm (1 1/2 po)	10480	10
				40 mm (1 9/16 po)	10479	10
				45 mm (1 3/4 po)	10477	10
				50 mm (2 po)	10478	10






# Sac vidable SenSura<sup>MD</sup> Mio avec Easiclose<sup>TM</sup> WIDE-Outlet

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités					
Maxi 28 cm (11 po) 655 mL	Précoupé	Non convexe	Transparent	25 mm (1 po)	10482	10					
				30 mm (1 1/8 po)	10483	10					
				35 mm (1 3/8 po)	10484	10					
				40 mm (1 9/16 po)	10487	10					
À découper	Convexité souple	Gris pâle avec fenêtre d'inspection		15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16705	10					
				10-50 mm (3/8 - 2 po)	16706	10					
		Transparent		15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16715	10					
				10-50 mm (3/8 - 2 po)	16716	10					
	Précoupé	Convexité souple	Gris pâle avec fenêtre d'inspection		21 mm (7/8 po)	13671	10				
					25 mm (1 po)	13672	10				
					28 mm (1 1/8 po)	13673	10				
					31 mm (1 1/4 po)	13674	10				
				35 mm (1 3/8 po)	13675	10					
				38 mm (1 1/2 po)	13676	10					
				À découper	Convexité légère	Gris pâle avec fenêtre d'inspection		10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16725	10	
								15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16726	10	
Transparent		10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16733			10					
		10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16737			10					
Maxi 28 cm (11 po) 655 mL	Précoupé	Convexité légère	Gris pâle avec fenêtre d'inspection		15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16738	10				
					10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16739	10				
					10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16748	Sans filtre 10				
					21 mm (13/16 po)	16730	10				
					25 mm (1 po)	16731	10				
					28 mm (1 1/8 po)	16732	10				
					31 mm (1 1/4 po)	16727	10				
					35 mm (1 3/8 po)	16734	10				
À découper	Convexité profonde	Gris pâle avec fenêtre d'inspection		38 mm (1 1/2 po)	16735	10					
				10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16755	10					
		Transparent		15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16756	10					
				10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16768	10					
					10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16767	10				
					10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16778	Sans filtre 10				
					Précoupé	Convexité profonde	Gris pâle avec fenêtre d'inspection		21 mm (7/8 po)	16760	10
									25 mm (1 po)	16761	10
28 mm (1 1/8 po)	16762	10									
31 mm (1 1/4 po)	16757	10									
				35 mm (1 3/8 po)	16763	10					
				38 mm (1 1/2 po)	16764	10					
				Transparent		21 mm (13/16 po)	16770	10			
						25 mm (1 po)	16771	10			
28 mm (1 1/8 po)	16772	10									
31 mm (1 1/4 po)	16773	10									





# Sac vidable SenSura<sup>MD</sup> Mio avec Easyclose<sup>TM</sup> WIDE-Outlet

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités		
Midi 26 cm (10 1/4 po) 485 mL	À découper	Concave 	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-40 mm (3/8 - 1 9/16 po)	18300	10		
				10-50 mm (3/8 - 2 po)	18310	10		
			Transparent	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-50 mm (3/8 - 2 po)	18312	10	
					10-60 mm (3/8 - 2 3/8 po)	18330	10	
					10-40 mm (3/8 - 1 9/16 po)	18305	10	
	Maxi 28 cm (11 po) 655 mL	À découper	Concave 	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-50 mm (3/8 - 2 po)	18320	10	
						18321	10	
				Transparent		10-60 mm (3/8 - 2 3/8 po)	18340	10
						10-60 mm (3/8 - 2 3/8 po)	18341	10
						25-40mm (1 - 1 9/16 po)	18301	10
Précoupé		Concave 	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	30-40 mm (1 1/8 - 1 9/16 po)	18302	10		
				25-50 mm (1 - 2 po)	18313	10		
				30-50 mm (1 1/8 - 2 po)	18314	10		
				35-50 mm (1 3/8 - 2 po)	18315	10		
				40-60 mm (1 9/16 - 2 3/8 po)	18331	10		
Transparent			45-60 mm (1 3/4 - 2 3/8 po)	18332	10			
			50-60 mm (2" - 2 3/8 po)	18333	10			
			25-50 mm (1 - 2 po)	18322	10			
			30-50 mm (1 1/8 - 2 po)	18323	10			
			35-50mm (1 3/8 - 2 po)	18324	10			
Transparent			40-60 mm (1 9/16 - 2 3/8 po)	18342	10			
			45-60 mm (1 3/4 - 2 3/8 po)	18343	10			
			50-60 mm (2" - 2 3/8 po)	18344	10			








# Sac fermé SenSura<sup>MD</sup> Mio

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
Mini 14 cm (5 1/2 po) 110 mL	À découper	Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	15-45 mm (5/8 - 1 3/4 po)	10870	30	
		Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	15-45 mm (5/8 - 1 3/4 po)	10871	30	
Midi 18 cm (7 po) 340 mL	Précoupé	Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	10872	30	
				30 mm (1 1/8 po)	10873	30	
				35 mm (1 3/8 po)	10874	30	
Midi 18 cm (7 po) 340 mL	À découper	Convexité souple	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16301	10	
		Convexité légère	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16322	10	
	Précoupé	Convexité légère	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	31 mm (1 1/4 po)	16323	10	
				15-45 mm (5/8 - 1 3/4 po)	10881	30	
	À découper	Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	40-55 mm (1 9/16 - 2 1/8 po)	10885	30	
				30 mm (1 1/8 po)	10883	30	
	Précoupé	Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	35 mm (1 3/8 po)	10884	30	
				Gris pâle avec fenêtre d'inspection	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16305	10
	À découper	Convexité souple	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-50 mm (3/8 - 2 po)	16306	10	
				Transparent	10-50 mm (3/8 - 2 po)	16315	10
	Précoupé	Convexité souple	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	16310	10	
				28 mm (1 1/8 po)	16311	10	
31 mm (1 1/4 po)				16312	10		
35 mm (1 3/8 po)				16313	10		
38 mm (1 1/2 po)				13684	10		
41 mm (1 5/8 po)				13685	10		
Maxi 22 cm (8 1/2 po) 550 mL	À découper	Convexité légère	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16325	10	
				15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16326	10	
				10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16332	10	
	Précoupé	Convexité légère	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	Transparent	10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16335	10
				25 mm (1 po)	16330	10	
				28 mm (1 1/8 po)	16331	10	
Précoupé	Convexité légère	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	31 mm (1 1/4 po)	16327	10		
			35 mm (1 3/8 po)	16333	10		
			41 mm (1 5/8 po)	13683	10		
À découper	Convexité profonde	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-23 mm (3/8 - 7/8 po)	16345	10		
			15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	16346	10		
			10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	16352	10		
Précoupé	Convexité profonde	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	16350	10		
			28 mm (1 1/8 po)	16351	10		
			31 mm (1 1/4 po)	16347	10		
Précoupé	Convexité profonde	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	35 mm (1 3/8 po)	16353	10		








## Sac fermé SenSura<sup>MD</sup> Mio

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po) 340 mL	À découper	Concave 	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-40 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{9}{16}$ po)	18151	10
				10-50 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 po)	18160	10
	Précoupé	Concave 		25 mm (1 po)	18161	10
				30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	18162	10
				35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	18163	10
Maxi 22 cm (8 $\frac{1}{2}$ po) 550 mL	À découper	Concave 	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	10-40 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{9}{16}$ po)	18152	10
				10-50 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 po)	18170	10
				10-60 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{8}$ po)	18180	10
				Transparent	10-60 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{8}$ po)	18185
	Précoupé	Concave 	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	25 mm (1 po)	18171	10
				30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	18172	10
				35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	18173	10
				40 mm (1 $\frac{9}{16}$ po)	18181	10
				45 mm (1 $\frac{3}{4}$ po)	18182	10





## Sac d'urostomie SenSura<sup>MD</sup> Mio

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
Maxi 26 cm (10 $\frac{1}{4}$ po) 400 mL	À découper	Non convexe	Gris pâle	10-45 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	10582	10	
			Transparent	10-45 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	10586	10	
	Précoupé	Non convexe	Gris pâle	20 mm ( $\frac{3}{4}$ po)	10583	10	
			Gris pâle	25 mm (1 po)	10584	10	
				30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	10585	10	
Midi 24 cm (9 $\frac{1}{2}$ po) 330 mL	À découper	Convexité souple 	Gris pâle	10-33 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{5}{16}$ po)	16801	10	
Maxi 26 cm (10 $\frac{1}{4}$ po) 400 mL	À découper	Convexité souple 	Gris pâle	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	16805	10	
			Gris pâle	25 mm (1 po)	13680	10	
			Transparent	10-50 mm ( $\frac{3}{8}$ po - 2 po)	13678	10	
				10-33 mm ( $\frac{3}{8}$ po - 1 $\frac{5}{16}$ po)	13679	10	
			10-50 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 po)	16810	10		
Maxi 26 cm (10 $\frac{1}{4}$ po) 400 mL	À découper	Convexité légère 	Gris pâle	10-23 mm ( $\frac{3}{8}$ - $\frac{7}{8}$ po)	16825	10	
				15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	16826	10	
				10-23 mm ( $\frac{3}{8}$ - $\frac{7}{8}$ po)	16835	10	
				15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	16836	10	
	Précoupé	Convexité légère 	Transparent	10-43 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	16837	10	
				Gris pâle	31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	16827	10
				21 mm ( $\frac{7}{8}$ po)	16840	10	
				25 mm (1 po)	16841	10	
				28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	16842	10	
Maxi 26 cm (10 $\frac{1}{4}$ po) 400 mL	À découper	Convexité profonde 	Gris pâle	10-23 mm ( $\frac{3}{8}$ - $\frac{7}{8}$ po)	16855	10	
				15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	16856	10	
				10-23 mm ( $\frac{3}{8}$ - $\frac{7}{8}$ po)	16865	10	
	Précoupé	Convexité profonde 	Transparent	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	16866	10	
				10-43 mm ( $\frac{3}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	16867	10	
				Gris pâle	31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	16857	10
				21 mm ( $\frac{7}{8}$ po)	16870	10	
				25 mm (1 po)	16871	10	
				28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	16872	10	





## Sac d'urostomie SenSura<sup>MD</sup> Mio

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 26 cm (10 3/4 po) 400 mL	À découper	Concave 	Gris pâle	10-40 mm (3/8 - 1 9/16 po)	18401	10
			Transparent	10-40 mm (3/8 - 1 9/16 po)	18405	10
	Précoupé	Concave 		20 mm (3/4 po)	18402	10
			Gris pâle	25 mm (1 po)	18403	10
				30 mm (1 1/8 po)	18404	10



## SenSura<sup>MD</sup> Mio une pièce haut débit

Coupe/vidoir	Convexité	Couleur	Volume	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper / Vidoir Souple Raccord Universel 28cm (11 3/16 po) 630 mL	Non convexe	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	630 ml	10-70 mm (3/8 - 2 3/4 po)	18660	10
			725 ml	10-100 mm (3/8 - 4 po)	18661	10
		Transparent	630 ml	10-70 mm (3/8 - 2 3/4 po)	18665	10
			725 ml	10-100 mm (3/8 - 4 po)	18666	10
	Convexité souple 	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	630 ml	10-50 mm (3/8 - 2 po)	18670	10
		Transparent	630 ml	10-50 mm (3/8 - 2 po)	18671	10
	Convexité légère 	Gris pâle avec fenêtre d'inspection	630 ml	10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	18675	10
		Transparent	630 ml	10-43 mm (3/8 - 1 3/4 po)	18676	10



Connecte au  
sac de drainage  
Coloplast 14010

## SenSura<sup>MD</sup> Mio une pièce post-opératoire


Format	Coupe	Convexité	Volume	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
28cm (10 15/18 po)	À découper	Transparent	680 ml	10-70 mm (3/8 - 2 3/4 po)	18680	Stérile 5
29cm (11 1/2 po)	À découper	Transparent	725 ml	10-100 mm (3/8 - 4 po)	18681	Stérile 5
28cm (10 15/18 po)	À découper	Transparent	680 ml	10-70 mm (3/8 - 2 3/4 po)	18690	5
29cm (11 1/2 po)	À découper	Transparent	725 ml	10-100 mm (3/8 - 4 po)	18691	5




Connecte au  
sac de drainage  
Coloplast 14010

# SenSura<sup>MD</sup> Mio Baby


Champ protecteur et sac – Système deux pièces

Champ protecteur SenSura <sup>MD</sup> Mio Baby Flex						
Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
À découper	Non convexe	35 mm (1 3/8 po)	0-35 mm	18705	5	


Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Mio Baby Flex					
Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités	
20cm (7 3/4 po)	Transparent	35 mm (1 3/8 po)	18700	10	


Dissolvant d'adhésif Brava <sup>MD</sup> Baby					
				Code de produit	Unités
Usage unique			12014	30	

# SenSura<sup>MD</sup> Mio Kids


Champ protecteur et sac – Système deux pièces

Champ protecteur SenSura <sup>MD</sup> Mio Kids Flex						
Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
À découper	Non convexe	27 mm	0-27 mm	18735	5	
		35 mm	0-35 mm	18747	5	


Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Mio Kids Flex					
Coupe	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités	
Mini 16cm (6 1/8 po)	Gris pâle	27 mm	18720	10	
	Transparent	27 mm	18721	10	
Midi 17cm (6 3/4 po)	Gris pâle	27 mm	18722	10	
	Transparent	27 mm	18723	10	
	Gris pâle	35 mm	18724	10	
	Transparent	35 mm	18725	10	


Sac d'urostomie SenSura <sup>MD</sup> Mio Kids Flex					
Coupe	Couleur	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	
Midi 17cm (6 3/4 po)	Gris pâle	27 mm	18730	10	
		35 mm	18731	10	

## Champ protecteur et sac - Système une pièce

Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Mio Kids une pièce						
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 17cm (6 3/4 po)	À découper	Non convexe	Gris pâle	0-35 mm	18710	10
			Transparent	0-35 mm	18711	10



Sac d'urostomie SenSura <sup>MD</sup> Mio Kids Flex une pièce						
Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
À découper 19cm (7 1/4 po)	Non convexe	Transparent	10-35 mm	18712	10	
		Gris pâle	10-35 mm	18713	10	




## SenSura<sup>MD</sup> Click

### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Couplage mécanique Click avec anneau de sécurité. Assure un ajustement précis et sûr selon la morphologie individuelle. Toutes les champs protecteurs SenSura Click 2 pièces sont dotées d'œillets de ceinture.

Champ protecteur SenSura <sup>MD</sup> Click						
Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
À découper	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	● 10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	10011	5	
		50 mm (2 po)	● 10-45 mm (3/8 - 1 3/4 po)	10021	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	10031	5	
		70 mm (2 3/4 po)	● 10-65 mm (3/8 - 2 1/2 po)	10041	5	
	Convexité légère	40 mm (1 9/16 po)	● 15-23 mm (5/8 - 7/8 po)	11011	5	
		50 mm (2 po)	● 15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	11021	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	11031	5	
		70 mm (2 3/4 po)	● 15-53 mm (5/8 - 2 1/16 po)	11041	5	
Précoupé	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	● 20 mm (3/4 po)	10012	5	
			● 25 mm (1 po)	10013	5	
		50 mm (2 po)	● 30 mm (1 1/8 po)	10022	5	
			● 35 mm (1 3/8 po)	10023	5	
	Convexité légère	60 mm (2 3/8 po)	● 40 mm (1 9/16 po)	10032	5	
		40 mm (1 9/16 po)	● 21 mm (7/8 po)	11012	5	
			● 25 mm (1 po)	11022	5	
		50 mm (2 po)	● 28 mm (1 1/8 po)	11023	5	
		● 31 mm (1 1/4 po)	11024	5		
60 mm (2 3/8 po)	● 35 mm (1 3/8 po)	11032	5			



## Champ protecteur SenSura<sup>MD</sup> Click Xpro

(Conçu pour offrir une protection supplémentaire contre les effluents liquides des iléostomies et urostomies)

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités		
À découper	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	● 10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	10015	5		
		50 mm (2 po)	● 10-45 mm (3/8 - 1 3/4 po)	10025	5		
		60 mm (2 3/8 po)	● 10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	10035	5		
		70 mm (2 3/4 po)	● 10-65 mm (3/8 - 2 1/2 po)	10045	5		
	Convexité légère	40 mm (1 9/16 po)	● 15-23 mm (5/8 - 7/8 po)	11015	5		
		50 mm (2 po)	● 15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	11025	5		
		60 mm (2 3/8 po)	● 15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	11035	5		
		70 mm (2 3/4 po)	● 15-53 mm (5/8 - 2 1/16 po)	11045	5		
		Précoupé	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	● 20 mm (3/4 po)	10016	5
				25 mm (1 po)	10017	5	
Convexité légère	50 mm (2 po)		● 30 mm (1 1/8 po)	10026	5		
	35 mm (1 3/8 po)		10027	5			
	60 mm (2 3/8 po)		● 40 mm (1 9/16 po)	10036	5		
	40 mm (1 9/16 po)		● 21 mm (7/8 po)	11016	5		
Convexité légère	50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	11026	5			
		● 28 mm (1 1/8 po)	11027	5			
	60 mm (2 3/8 po)	● 31 mm (1 1/4 po)	11028	5			
		● 35 mm (1 3/8 po)	11036	5			



## Sac vidable SenSura<sup>MD</sup> Click avec Easyclose<sup>TM</sup> WIDE-Outlet

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités	
Midi 27 cm (10 1/2 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po)	● 11114	10	
		50 mm (2 po)	● 11115	10	
	Opaque	40 mm (1 9/16 po)	● 11124	10	
		50 mm (2 po)	● 11125	10	
		50 mm (2 po)	● Sans filtre	11135	10
		60 mm (2 3/8 po)	● 11126	10	
Maxi 30 cm (12 po)	Opaque	60 mm (2 3/8 po)	● Sans filtre	11136	10
		70 mm - 2 3/4 po	● 11127	10	
		40 mm (1 9/16 po)	● 11194	10	
	Transparent	50 mm (2 po)	● 11195	10	
		50 mm (2 po)	● Sans filtre	11185	10
		60 mm (2 3/8 po)	● 11196	10	
		60 mm (2 3/8 po)	● Sans filtre	11186	10
70 mm - 2 3/4 po	● 11197	10			



## Sac fermé SenSura<sup>MD</sup> Click

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque	40mm (1 9/16 po)	● 10154	30
		50mm (2 po)	● 10155	30
		60mm (2 3/8 po)	● 10156	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	Opaque	40mm (1 9/16 po)	● 10164	30
		50mm (2 po)	● 10165	30
		60mm (2 3/8 po)	● 10166	30
		70mm (2 3/4 po)	● 10167	30



## Sac d'urostomie SenSura<sup>MD</sup> Click

Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Midi 24 cm (9 1/4 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po)	●	11841	10
		50 mm (2 po)	●	11842	10
	Transparent	40 mm (1 9/16 po)	●	11851	10
		50 mm (2 po)	●	11852	10
Maxi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po)	●	11844	10
		50 mm (2 po)	●	11845	10
	Transparent	60 mm (2 3/8 po)	●	11846	10
		40 mm (1 9/16 po)	●	11854	10
	Transparent	50 mm (2 po)	●	11855	10
		60 mm (2 3/8 po)	●	11856	10



## Sac SenSura<sup>MD</sup> à haut débit

Couleur	Taille du couplage	Volume	Code de produit	Unités
Opaque	40 mm (1 9/16 po)	● 1160 ml	19040	10
	50 mm (2 po)	● 1120 ml	19041	10
	60 mm (2 3/8 po)	● 1080 ml	19042	10
Transparent	40 mm (1 9/16 po)	● 1160 ml	19050	10
	50 mm (2 po)	● 1120 ml	19051	10
	60 mm (2 3/8 po)	● 1080 ml	19052	10



Se connecte au sac de drainage Coloplast #14010


## SenSura<sup>MD</sup> Flex

### Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces

Système de couplage adhésif à bas profil qui offre flexibilité et liberté de mouvement. Adhésif à double couche pour une tenue sûre, sécuritaire et durable. Sac vidable avec système de fermeture velcro. Seuls les champs protecteurs SenSura Flex convexes sont dotés d'œillets de ceinture.

## Champ protecteur SenSura<sup>MD</sup> Flex

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	35 mm (1 3/8 po)	● 10-33 mm (3/8 - 1 1/4 po)	10101	10
		50 mm (2 po)	● 10-48 mm (3/8 - 2 po)	10102	10
		70 mm (2 3/4 po)	● 10-68 mm (3/8 - 2 3/4 po)	10103	10
		90 mm - 3 1/2 po	● 10-88 mm (3/8 - 3 1/2 po)	10108	5
Précoupé	Convexité légère	35 mm (1 3/8 po)	● 15-23 mm (5/8 - 7/8 po)	11301	5
		50 mm (2 po)	● 15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	11302	5
			● 15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	11303	5
		70 mm (2 3/4 po)	● 15-56 mm (5/8 - 2 1/8 po)	11307	5
Précoupé	Non convexe	35 mm (1 3/8 po)	● 21 mm (7/8 po)	10111	10
			● 28 mm (1 1/8 po)	10113	10
		50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	10114	10
			● 31 mm (1 1/4 po)	10116	10
	Convexité légère	35 mm (1 3/8 po)	● 35 mm (1 3/8 po)	10117	10
			● 21 mm (7/8 po)	11312	5
		50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	11313	5
			● 28 mm (1 1/8 po)	11314	5
50 mm (2 po)	●	● 31 mm (1 1/4 po)	11315	5	
		● 35 mm (1 3/8 po)	11316	5	





## Champ protecteur SenSura<sup>MD</sup> Flex Xpro

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
	Non convexe	35 mm (1 3/8 po) ●	10-33 mm (3/8 - 1 1/4 po)	10104	10
		50 mm (2 po) ●	10-48 mm (3/8 - 2 po)	10105	10
		70 mm (2 3/4 po) ●	10-68 mm (3/8 - 2 3/4 po)	10106	10
À découper	Convexité légère	35 mm (1 3/8 po) ●	15-23 mm (5/8 - 7/8 po)	11304	5
		50 mm (2 po) ●	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	11305	5
		70 mm (2 3/4 po) ●	15-56 mm (5/8 - 2 1/8 po)	11308	5



## Sac vidable SenSura<sup>MD</sup> Flex avec Easiclose<sup>TM</sup> WIDE-Outlet

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités	
Midi 27 cm (10 1/2 po)	Opaque	50 mm (2 po) ●	11505	20	
		35 mm (1 3/8 po) ●	11514	20	
Maxi 30 cm (12 po)	Opaque	50 mm (2 po) ●	11515	20	
		50 mm (2 po) ●	Sans filtre	11615	20
	Transparent	70 mm (2 3/4 po) ●	11518	20	
		50 mm (2 po) ●	Sans filtre	11612	20
		90 mm (3 1/2 po) ●	Sans filtre	11690	20



## Sac fermé SenSura<sup>MD</sup> Flex

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque	35 mm (1 3/8 po) ●	10904	30
		50 mm (2 po) ●	10905	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	Opaque	35 mm (1 3/8 po) ●	10914	30
		50 mm (2 po) ●	10915	30
		70 mm (2 3/4 po) ●	10918	30



## Sac d'urostomie SenSura<sup>MD</sup> Flex

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 24 mm (9 1/2 po)	Opaque	35 mm (1 3/8 po) ●	11821	20
		50 mm (2 po) ●	11822	20
Maxi 26 cm (10 1/4 po)	Opaque	35 mm (1 3/8 po) ●	11824	20
		50 mm (2 po) ●	11825	20
	Transparent	35 mm (1 3/8 po) ●	11827	20
		50 mm (2 po) ●	11828	20



## Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce

Système Easyclose™ avec Velcro<sup>MD</sup> pour assurer la sécurité. L'adhésif à double couche offre adhérence, flexibilité et facilité de retrait. Seuls les systèmes SenSura convexes 1 pièce sont dotés d'œillets de ceinture.

Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> avec Easyclose™ WIDE-Outlet						
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 30 cm (12 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	15531	10
			Transparent	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	15521	10
				10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	15821	Sans filtre
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ -1 $\frac{1}{4}$ po)	15607	10
				15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ -1 $\frac{3}{4}$ po)	15608	10
			Transparent	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ -1 $\frac{1}{4}$ po)	15605	10
	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ -1 $\frac{3}{4}$ po)	15606		10		
	Précoupé	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	15532	10
				30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15533	10
				35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	15534	10
				25 mm (1 po)	15633	10
		Convexité légère	Opaque	28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15634	10
				31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	15635	10
				25 mm (1 po)	15522	10
Non convexe				Transparent	30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15523
	35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	15524	10			



Sac vidable SenSura <sup>MD</sup> Xpro avec Easyclose™ WIDE-Outlet						
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 30 cm (12 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	15981	20
		Convexité légère	Transparent	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ -1 $\frac{1}{4}$ po)	15695	10
				15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ -1 $\frac{3}{4}$ po)	15696	10

## Sac fermé SenSura<sup>MD</sup>

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-66 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{5}{8}$ po)	15450	30
			Transparent	10-66 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{5}{8}$ po)	15441	30
		Convexité légère	Opaque	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	15403	10
			Opaque	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	15404	10
	Précoupé	Convexité légère	Opaque	25 mm (1 po)	15413	10
			Opaque	28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15414	10
			Opaque	31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	15415	10
			Transparent	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ - 3 po)	15480	30
			Transparent	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ - 3 po)	15470	30
			Transparent	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	15407	10
Maxi 22 cm (8 $\frac{1}{2}$ po)	À découper	Convexité légère	Opaque	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	15408	10
			Transparent	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	15405	10
		Non convexe	Opaque	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	15406	10
			Opaque	25 mm (1 po)	15482	30
	Précoupé	Non convexe	Opaque	30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15483	30
			Opaque	35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	15484	30
			Transparent	25 mm (1 po)	15472	30
			Transparent	30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15473	30
			Transparent	35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	15474	30
			Transparent	30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	15473	30



## Sac d'urostomie SenSura<sup>MD</sup>

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 24 cm (9 $\frac{1}{2}$ po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-66 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{5}{8}$ po)	11801	10
			Transparent	10-66 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{5}{8}$ po)	11803	10
		Non convexe	Opaque	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ - 3 po)	11802	10
			Transparent	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ - 3 po)	11804	10
Maxi 26 cm (10 $\frac{1}{4}$ po)	À découper	Convexité légère	Opaque	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	11811	10
			Opaque	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	11812	10
		Convexité légère	Transparent	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	11814	10
			Transparent	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	11815	10



## Sac vidable SenSura<sup>MD</sup> à haut débit

Coupe	Stérile	Taille de la stomie	Volume	Code de produit	Unités
À découper	Stérile	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	630 ml	19001	5
	Non stérile	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	630 ml	19003	6



se connecte au sac de drainage 14010

## Sac SenSura<sup>MD</sup> Post-Op


Coupe	Stérile	Taille de la stomie	Taille de la fenêtre	Volume	Code de produit	Unités
À découper	Stérile	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	70 mm	680 ml	19010	5
		10-115mm ( $\frac{3}{8}$ - 4 $\frac{1}{2}$ po)	100 mm	725 ml	19011	5
	Non stérile	10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	70 mm	680 ml	19020	6
		10-115mm ( $\frac{3}{8}$ - 4 $\frac{1}{2}$ po)	100 mm	725 ml	19021	6
		10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	No window	680 ml	19030	6
		10-76 mm ( $\frac{3}{8}$ -3 po)	No window	680 ml	19030	6



## Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces


Couplage mécanique Click avec anneau de sécurité. Champ protecteur avec technologie en spirale, pour une tenue sûre et prolongée. Tous les champs protecteurs Assura Click 2 pièces sont dotés d'œilletons de ceinture.

Champ protecteur Assura <sup>MD</sup>						
Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
À découper	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	● 10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	2881	5	
		50 mm (2 po)	● 10-45 mm (3/8 - 1 3/4 po)	2882	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	2883	5	
	Convexité légère	40 mm (1 9/16 po)	● 15-23 mm (5/8 - 7/8 po)	14261	5	
		50 mm (2 po)	● 15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	14262	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14263	5	
	Convexité profonde	50 mm (2 po)	● 15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	12716	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	12719	5	
	Précoupé	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	● 20 mm (3/4 po)	12841	5
● 25 mm (1 po)				12842	5	
50 mm (2 po)			● 30 mm (1 1/8 po)	12844	5	
			● 35 mm (1 3/8 po)	12845	5	
60 mm (2 3/8 po)			● 40 mm (1 5/8 po)	12847	5	
60 mm (2 3/8 po)			● 45 mm (1 3/4 po)	12848	5	
Convexité légère		40 mm (1 9/16 po)	● 18 mm (3/4 po)	14271	5	
			● 21 mm (7/8 po)	14272	5	
		50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	14273	5	
			● 28 mm (1 1/8 po)	14274	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 31 mm (1 1/4 po)	14275	5	
			● 35 mm (1 3/8 po)	14276	5	
Convexité profonde	40 mm (1 9/16 po)	● 15 mm (5/8 po)	12701	5		
		● 18 mm (3/4 po)	12702	5		
		● 21 mm (7/8 po)	12703	5		
	50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	12704	5		
		● 28 mm (1 1/8 po)	12705	5		
		● 31 mm (1 1/4 po)	12706	5		
	60 mm (2 3/8 po)	● 35 mm (1 3/8 po)	12707	5		
		● 38 mm (1 1/2 po)	12708	5		
		● 41 mm (1 5/8 po)	12709	5		



## Champ protecteur Assura<sup>MD</sup> - Port extra prolongé

Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
À découper	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	● 10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	2831	5	
		50 mm (2 po)	● 10-45 mm (3/8 - 1 3/4 po)	2832	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	2833	5	
	Convexité légère	40 mm (1 9/16 po)	● 15-23 mm (5/8 - 7/8 po)	14281	5	
		50 mm (2 po)	● 15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	14282	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14283	5	
	Convexité profonde	40 mm - (1 9/16 po)	● 15-23 mm (5/8 - 7/8 po)	14243	5	
		50 mm (2 po)	● 15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	14246	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14249	5	
	Précoupé	Non convexe	40 mm (1 9/16 po)	● 20 mm (3/4 po)	14251	5
				● 25 mm (1 po)	14252	5
			50 mm (2 po)	● 30 mm (1 1/8 po)	14254	5
Convexité légère			● 35 mm (1 3/8 po)	14255	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 45 mm - 1 3/4 po	14258	5	
		40 mm (1 9/16 po)	● 18 mm (3/4 po)	14291	5	
Convexité profonde			● 21 mm (7/8 po)	14292	5	
		50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	14293	5	
			● 28 mm (1 1/8 po)	14294	5	
Convexité profonde			● 31 mm (1 1/4 po)	14295	5	
		60 mm (2 3/8 po)	● 35 mm (1 3/8 po)	14296	5	
		40 mm (1 9/16 po)	● 18 mm (3/4 po)	14232	5	
		● 21 mm (7/8 po)	14233	5		
	50 mm (2 po)	● 25 mm (1 po)	14234	5		
		● 28 mm (1 1/8 po)	14235	5		
	● 31 mm (1 1/4 po)	14236	5			
	● 35 mm (1 3/8 po)	14237	5			
	● 60 mm (2 3/8 po)	● 38 mm (1 1/2 po)	14238	5		
		● 41 mm (1 5/8 po)	14239	5		



## Sac à vider à grande capacité Assura<sup>MD</sup> 2 pièces

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 32 cm (12 1/2 po)	Opaque	50mm (2 po)	● 2846	10
		60mm (2 3/8 po)	● 2847	10



## Système à vider à grande capacité 2 pièces Assura<sup>MD</sup>, sac de nuit pour iléostomie 2 L

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
2 L	Opaque	50mm (2 po)	● 2836	5
		60mm (2 3/8 po)	● 2837	5



## Sac vidable Assura<sup>MD</sup>

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 30 cm (12 1/2 po)	Transparent	50 mm (2 po) ●	2792	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	2793	10

## Sac vidable Assura<sup>MD</sup> avec EasiClose<sup>TM</sup>

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Mini 23 cm (9 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	13924	10
		50 mm (2 po) ●	13925	10
Midi 26 cm (10 3/4 po)	Opaque avec graphiques	40 mm (1 9/16 po) ●	13964	10
		50 mm (2 po) ●	13965	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	13966	10
Maxi 28 cm (11 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	13984	10
		40 mm (1 9/16 po) ● Sans filtre	14494	10
		50 mm (2 po) ●	13985	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	13986	10
	Transparent	60 mm (2 3/8 po) ● Sans filtre	14498	10
		40 mm (1 9/16 po) ●	13974	10
		50 mm (2 po) ●	13975	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	13976	10



## Sac fermé Assura<sup>MD</sup>

Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Midi 18 cm (7 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	12354	30
		50 mm (2 po) ●	12355	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12356	30
	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	12344	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12346	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12346	30
Maxi 22 cm (8 1/2 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	12384	30
		50 mm (2 po) ●	12385	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12386	30
	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	12374	30
		50 mm (2 po) ●	12375	30
		60 mm (2 3/8 po) ●	12376	30



## Sac d'urostomie Assura<sup>MD</sup>


Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités
Maxi 25 cm (10 po)	Opaque	40 mm (1 9/16 po) ●	14224	10
		50 mm (2 po) ●	14225	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	14226	10
	Transparent	40 mm (1 9/16 po) ●	14227	10
		50 mm (2 po) ●	14228	10
		60 mm (2 3/8 po) ●	14229	10




## Champ protecteur et sac de stomie – Système une pièce

Protecteur cutané avec technologie en spirale, pour une tenue sûre et prolongée. Différentes formes de convexité et de sacs. Seuls les systèmes Assura convexes 1 pièce sont dotés d'œilletons de ceinture.


Sac vidable Assura <sup>MD</sup>							
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
Maxi 30 cm (12 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-70 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{4}$ po)	2520	Sans filtre	10
			Transparent	10-70 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{4}$ po)	2490	Sans filtre	10
		Convexité profonde	Opaque	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	12533	Sans filtre	10
			Transparent	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	13706	Sans filtre	10

Sac vidable Assura <sup>MD</sup> avec EasiClose <sup>TM</sup>						
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Midi 26 cm (10 1/4 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-55 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{1}{8}$ po)	13840	10
			Transparent	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	14404	10
		Convexité légère	Opaque	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	14405	10
	Précoupé	Non convexe	Opaque	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	14196	10
			Opaque	25 mm (1 po)	13844	10
			Opaque	30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	13845	10
Maxi 28 cm (11 po)	À découper	Non convexe	Opaque	35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	13846	10
			Transparent	10-70 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{4}$ po)	13870	10
		Convexité légère	Opaque	10-70 mm ( $\frac{3}{8}$ - 2 $\frac{3}{4}$ po)	13860	10
			Transparent	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	14414	10
	Précoupé	Non convexe	Opaque	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	14415	10
			Transparent	15-33 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{1}{4}$ po)	14411	10
		Convexité profonde	Opaque	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	14412	10
			Transparent	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	14412	10

Sac vidable Assura <sup>MD</sup> avec EasiClose <sup>TM</sup>							
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
Maxi 28 cm (11 po)	À découper	Convexité profonde	Opaque	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	14106	10	
			Transparent	15-43 mm ( $\frac{5}{8}$ - 1 $\frac{3}{4}$ po)	14103	10	
		Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	13874	10	
			Opaque	30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	13875	10	
	Précoupé	Non convexe	Opaque	35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	13876	10	
			Opaque	25 mm (1 po)	14422	10	
		Convexité légère	Opaque	28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	14423	10	
			Opaque	31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	14424	10	
	Convexité profonde	Précoupé	Opaque	21 mm ( $\frac{7}{8}$ po)	14173	10	
			Opaque	25 mm (1 po)	14174	10	
			Opaque	28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	14175	10	
			Opaque	31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	14176	10	
		Précoupé	Non convexe	Opaque	21 mm ( $\frac{7}{8}$ po)	14163	10
				Transparent	25 mm (1 po)	14164	10
			Convexité profonde	Transparent	28 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	14165	10
				Transparent	31 mm (1 $\frac{1}{4}$ po)	14166	10



## Sac fermé Assura<sup>MD</sup>

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Mini 12 cm (4 3/4 po)	À découper	Non convexe	Opaque	20-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	12110	30
			Opaque	20-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	12140	30
			Transparent	20-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	12130	30
Midi 18 cm (7 po)	Précoupé	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	12144	30
				30 mm (1 1/8 po)	12145	30
				35 mm (1 3/8 po)	12146	30
				40 mm (1 9/16 po)	12147	30
				50 mm (2 po)	12149	30



## Sac postopération Assura<sup>MD</sup> 1 pièce

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
Mini 31 cm (12 1/4 po)	À découper	Non convexe	Transparent	13-70 mm (1/2 - 2 3/4 po)	12805	5	
				13-70 mm (1/2 - 2 3/4 po)	12800	5	
Midi 33 cm (13 po)	À découper	Non convexe	Transparent	13-100 mm (1/2 - 4 po)	12802	5	
				13-70 mm (1/2 - 2 3/4 po)	12808	Stérile	5
				13-100 mm (1/2 - 4 po)	12810	Stérile	5



## Sac fermé Assura<sup>MD</sup>

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités			
Midi 18 cm (7 po)	Précoupé	Convexité légère	Opaque	25 mm (1 po)	14452	10			
				28 mm (1 1/8 po)	14453	10			
				31 mm (1 1/4 po)	14454	10			
		À découper	Non convexe	Opaque	20-70 mm (3/4 - 2 3/4 po)	12170	30		
					Convexité légère	Opaque	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14445	10
						Transparent	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	14441	10
Maxi 22 cm (8 3/4 po)	Précoupé	Non convexe	Opaque	25 mm (1 po)	12174	30			
				30 mm (1 1/8 po)	12175	30			
				35 mm (1 3/8 po)	12176	30			
				40 mm (1 9/16 po)	12177	30			





## Sac d'urostomie Assura<sup>MD</sup>

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
Maxi 27 cm (10 1/2 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	5580	10
			Transparent	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	5585	10
		Convexité profonde	Transparent	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	12595	10
				15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	12596	10
	Précoupé	Convexité profonde	Transparent	15 mm (5/8 po)	12991	10
				18 mm (3/4 po)	12992	10
				21 mm (7/8 po)	12993	10
				25 mm (1 po)	12994	10
				28 mm (1 1/8 po)	12995	10
				31 mm (1 1/4 po)	12996	10
			35 mm (1 3/8 po)	12997	10	



## Sac vidable Assura<sup>MD</sup> - Port extra prolongé

Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités	
Maxi 25 cm (10 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	14201	10	
			Transparent	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	14202	10	
		Convexité légère	Transparent	Opaque	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14701	10
				Transparent	15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	14702	10
Maxi 27 cm (10 1/2 po)	À découper	Non convexe	Opaque	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	12471	10	
			Transparent	10-55 mm (3/8 - 2 1/8 po)	12472	10	
		Convexité profonde	Transparent	15-33 mm (5/8 - 1 1/4 po)	12432	10	
				15-43 mm (5/8 - 1 3/4 po)	12433	10	



# Assura<sup>MD</sup>

## Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces - Pédiatrique

Couplage mécanique Click.

### Champ protecteur Assura<sup>MD</sup> pédiatrique

Coupe	Convexité	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	2181	5



### Sac vidable Assura<sup>MD</sup> pédiatrique

Format	Couleur	Code de produit	Unités
13 cm (5 po)	Opaque	2151	10

### Sac fermé Assura<sup>MD</sup> pédiatrique

Format	Couleur	Code de produit	Unités
13 cm (5 po)	Transparent	2166	30





# EasiFlex<sup>MD</sup>

## Champ protecteur et sac de stomie - Système deux pièces - Pédiatrique

Couplage adhésif Flex.

Champ protecteur Easiflex <sup>MD</sup> pédiatrique					
Coupe	Convexité	Taille du couplage	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
À découper	Non convexe	17 mm	0-15 mm (0-5/8 po)	14307	10
		27 mm	0-25 mm (0-1 po)	14308	10

Sac vidable Easiflex <sup>MD</sup> pédiatrique					
Format	Couleur	Taille du couplage	Code de produit	Unités	
105 ml	Motif d'ours	17 mm	14691	10	
	Transparent	17 mm	14681	10	
150 ml	Motif d'ours	27 mm	14692	10	
	Transparent	27 mm	14682	10	

# Assura<sup>MD</sup>

## Champ protecteur et sac de stomie - Système une pièce - Pédiatrique


Sac vidable Assura <sup>MD</sup> pédiatrique						
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
15 cm (6 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	2115	10

Sac fermé Assura <sup>MD</sup> pédiatrique						
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
13 cm (5 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	2125	30

Sac d'urostomie Assura <sup>MD</sup> pédiatrique						
Format	Coupe	Convexité	Couleur	Taille de la stomie	Code de produit	Unités
15 cm (6 po)	À découper	Non convexe	Transparent	10-35 mm (3/8 - 1 3/8 po)	8009	10



# La gamme de produits Brava<sup>MD</sup> répond à trois besoins distinctifs

## Ajuster au corps

- Les bandes de barrière élastiques offrent une sécurité accrue en aidant à empêcher le bord du protecteur cutané de se soulever ou de retrousser.
- L'anneau protecteur, l'anneau protecteur convexe, la pâte et la pâte en bande comblent les cavités / plis cutanés autour de la stomie pour mieux sceller le protecteur cutané.
- La ceinture tient l'appareillage serré contre la peau et assure que le champ protecteur reste en place.



Bandes de barrière élastiques

## Protéger la peau

- La barrière cutanée en vaporisateur et en lingettes crée une mince pellicule perméable sur la peau et réduit l'occurrence de problèmes cutanés associés aux déjections et à l'adhésif.
- Doux pour la peau, le dissolvant d'adhésif en vaporisateur et en lingettes procure un moyen de retirer les appareillages en douceur.
- L'anneau protecteur, l'anneau protecteur convexe, la poudre et la pellicule protectrice absorbent l'humidité et aident à réduire les lésions cutanées et l'irritation associée à l'humidité.
- La crème protectrice crée un effet de barrière cutanée de longue durée contre les déjections.



Barrière cutanée

Dissolvant d'adhésif

## Faciliter la routine

- Le dissolvant d'adhésif en vaporisateur et en lingettes facilite le retrait des appareillages.
- L'effet lubrifiant du désodorisant facilite la vidange du sac et aide à réduire les odeurs pendant le changement et la vidange d'un appareillage.



Dissolvant d'adhésif



Anneau protecteur



Anneau protecteur convexe



Pâte



Pâte en bande



Ceinture



Anneau protecteur



Anneau protecteur convexe



Pellicule protectrice



Poudre



Crème protectrice



Désodorisant lubrifiant

# Accessoires de stomie

## Protecteur cutané Brava<sup>MD</sup>

Taille (cm)	Format (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	3210	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	3215	5
20 x 20 cm	8 x 8 po	3220	5



## Anneau protecteur Brava<sup>MD</sup>

Taille (mm) Diamètre intérieur	Taille (mm) Diamètre externe	Format (mm) épaisseur	Code de produit	Unités
18 mm	48 mm	2,5 mm	12035	10
18 mm	48 mm	4,2 mm	12045	10
27 mm	57 mm	2,5 mm	12037	10
27 mm	57 mm	4,2 mm	12047	10
34 mm	64 mm	2,5 mm	12039	10
34 mm	64 mm	4,2 mm	12049	10



## Anneau protecteur Brava<sup>MD</sup> large

Taille (mm) Diamètre intérieur	Taille (mm) Diamètre externe	Format (mm) épaisseur	Code de produit	Unités
18 mm	57 mm	2,5 mm	12036	10
18 mm	64 mm	2,5 mm	12038	10
18 mm	57 mm	4,2 mm	12046	10
18 mm	64 mm	4,2 mm	12048	10



## Anneau protecteur Brava<sup>MD</sup> extra large

Taille (mm) Diamètre intérieur	Taille (mm) Diamètre externe	Format (mm) épaisseur	Code de produit	Unités
18 mm	76 mm	2,5 mm	12032	10
27 mm	76 mm	2,5 mm	12033	10



## Anneau protecteur convexe Brava<sup>MD</sup>

Taille (mm) Diamètre intérieur	Taille (mm) Diamètre externe	Format (mm) épaisseur	Code de produit	Unités
20 mm	60 mm	8,0 mm	12090	10
25 mm	65 mm	8,0 mm	12091	10
30 mm	70 mm	8,0 mm	12092	10
35 mm	75 mm	8,0 mm	12093	10
40 mm	80 mm	8,0 mm	12094	10
45 mm	85 mm	8,0 mm	12095	10



## Anneau moulables Brava<sup>MD</sup>

Taille (mm) Diamètre intérieur	Format (mm) épaisseur	Code de produit	Unités
18 mm	2,0 mm	12030	10
18 mm	4,2 mm	12042	10



## Barrière cutanée Brava<sup>MD</sup> en vaporisateur et en lingettes (sans alcool)

Format	Code de produit	Unités
Vaporisateur 50 ml	12020	1
Lingette unique	12021	30



## Dissolvant pour adhésif Brava<sup>MD</sup> en vaporisateur et en lingettes (sans alcool)

Format	Code de produit	Unités
Vaporisateur 50 ml	12010	1
Lingette unique	12011	30



## Crème de protection cutanée Brava<sup>MD</sup>

Format	Code de produit	Unités
60g Tube	12000	1



## Pâte de stomie en bande Brava<sup>MD</sup>

Format	Code de produit	Unités
57g / 2oz	2655	10



## Bandes de barrière élastique Brava<sup>MD</sup>

Format	Code de produit	Unités
Bande de barrière élastique Brava - originale (a.)	12070	20
Bande de barrière élastique Brava - droite (b.)	12074	20
Bande de barrière élastique Brava - à patte (c.)	12072	20
Bande de barrière élastique Brava - XL (d.)	12076	20



## Poudre de stomie Brava<sup>MD</sup>

Format	Code de produit	Unités
25g / 1oz	1907	16



## Ceinture Brava<sup>MD</sup> Mio Nouvelle Conception Nouvelle conception pour une meilleure prise et facilité

Format	Code de produit	Unités
Standard - 100 cm - 40 po	0423	15
XXL - 155 cm - 61 po	0424	15



## Ceinture Brava<sup>MD</sup>

Format	Code de produit	Unités
Standard - 100 cm - 40 po	0421	15
XL - 135 cm - 54 po	0422	15



## Déodorant lubrifiant Brava<sup>MD</sup>

Format	Code de produit	Unités
7,5 ml sachet	12060	20
240 ml bouteille	12061	1



## Pâte sans alcool Brava<sup>MD</sup>

Format	Code de produit	Unités
60 g tube	12050	1



## Pâte de stomie (contient de l'alcool)

Format	Code de produit	Unités
60 g tube	2650	12



## Anneaux protecteurs

Grandeur précoupé	Code de produit	Unités
20 mm ( $\frac{3}{4}$ po)	2320	30
25 mm (1 po)	2325	30
30 mm (1 $\frac{1}{8}$ po)	2330	30
40 mm (1 $\frac{9}{16}$ po)	2340	30
50 mm (2 po)	2350	30



## Protecteur cutané liquide Coloplast Prep™ (avec alcool)

Format	Code de produit	Unités
Lingette à usage unique	2041	12 boîtes/54
59 ml - 2oz. bouteille avec tampon	0925	12



## Filtre pour sac Coloplast Filtrodor™<sup>MD</sup>

	Code de produit	Unités
Filtre désodorisant activé au charbon avec centre en mousse autoadhésif, adhère au devant des pochettes Assura & SenSura	0509	5 sachets (10 unités par sachet)



## Pince pour sac Coloplast

	Code de produit	Unités
Pince de fermeture simple pour pochettes vidables Assura	9500	20



## Ciseaux de stomie

	Code de produit	Unités
Ciseaux de stomie de qualité médicale en acier inoxydable avec lames courbées et extrémités arrondies - droitère	9505	30



## Hex-On™<sup>MD</sup>

### Antagoniste d'odeur

Élimine les odeurs avec un parfum léger et doux.

Hex-On™ <sup>MD</sup>		Code de produit	Unités
Format (onces)	Format (ml)		

2 oz.	59 ml	7583	12
-------	-------	------	----




# Couvre-stomie


Conçu pour offrir plus de discrétion. Le couvre stomie est compatible avec les champs protecteurs Sensura et Assura.

*\*Note: Les couvres-stomie Coloplast 2 pièces ne sont pas compatibles avec les champs protecteurs SenSura Mio*


Couvre-stomie Coloplast Uro (100 ml)					
Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Mini	Opaque	40 mm (1 9/16 po)	●	2807	30
		50 mm (2 po)	●	2808	30

Couvre-stomie Coloplast					
Format	Couleur	Taille du couplage		Code de produit	Unités
Mini	Opaque	40 mm (1 9/16 po)	●	2801	30
		50 mm (2 po)	●	2802	30
		60 mm (2 3/8 po)	●	2803	30



  

Couvre-stomie Coloplast - Une pièce					
Format	Couleur	À découper / Taille de stomie		Code de produit	Unités
Mini	Opaque	20-55 mm (3/4 - 2 1/8 po)		2501	30





## Produits d'irrigation Assura<sup>MD</sup>


Ensemble d'irrigation Assura <sup>MD</sup>		
Description	Code de produit	Unités
Comprend : - 1 poche à eau/régulateur - 1 cône	1500	1

Accessoires d'irrigation Assura <sup>MD</sup>		
Format	Code de produit	Unités
Cône pour stomie - Cône pour stomie doux et flexible avec tubulure	1110	4
Plaque d'irrigation - Pour utiliser avec une ceinture de stomie. (À utiliser avec le manchon d'irrigation no 12836)	12820	1


Manchon d'irrigation Assura <sup>MD</sup>		
Format	Code de produit	Unités
Manchon d'irrigation transparent et jetable, avec dos adhésif. - Manchon une pièce	1003	10





Les manchons d'irrigation ci-dessous doivent être utilisés avec les champs protecteurs ou les plaques dont le code de couleur correspond. Consultez le tableau ci-dessous pour commander les manchons transparents appropriés.

Description	Taille du couplage	Utiliser avec les codes de produits de champs protecteurs Assura et SenSura (ne fonctionnera pas avec SenSura Mio)	Code de produit	Unités
Manchons d'irrigation	40mm (1 9/16 po) ●	Pourront être couplés avec tout protecteur vert de 40 mm à l'intérieur des lignes Assura et SenSura	12834	5
	50 mm (2 po) ●	Pourront être couplés avec tout protecteur rouge de 50 mm à l'intérieur des lignes Assura et SenSura	12835	5
	60 mm (2 3/8 po) ●	Pourront être couplés avec tout protecteur bleu de 60 mm à l'intérieur des lignes Assura et SenSura	12836	5



## Sac de nuit Coloplast pour urostomie

Description	Code de produit	Unités
Comprend un raccord qui se branche directement au sac d'urostomie. Le sac peut contenir jusqu'à 2 L et il est doté d'un tube de 120 cm avec une valve anti-reflux.	21365	10



# Système Coloplast pour fistules et soins des plaies

## Sac

Format	Surface de coupe	Code de produit	Unités
Mini	104-159 mm (4 1/8 - 6 1/4 po)	14050	6
Midi	156-228 mm (6 3/16 - 9 po)	14060	3
Maxi	208-297 mm (8 1/4 - 11 3/4 po)	14070	



## Couvercles souples

Format	Pour	Code de produit	Unités
Mini	Système Mini pour fistules et soins des plaies	14021	10
Midi	Système Mini pour fistules et soins des plaies	14031	
Maxi	Système Mini pour fistules et soins des plaies	14041	



## Accessoires

Format	Pour	Code de produit	Unités
Sac de drainage nocturne	Tous les systèmes pour fistules et soins des plaies (Capacité 2000 ml)	14010	10
Port de drainage	Tous les systèmes pour fistules et soins des plaies	14015	12





# Soins d'incontinence

Voici la vérité :



## Tous les revêtements ne sont pas équivalents


Pour protéger l'urètre contre les lésions, les complications\* et les infections urinaires, faites l'essai d'un revêtement qui reste en place, qui reste lisse et qui reste hydraté.

**SpeediCath<sup>MD</sup>**




### Le revêtement joue un rôle important pour la protection de l'urètre

Mais malheureusement, les revêtements hydrophiles des cathéters ne sont pas tous identiques. Voici certaines des lacunes les plus fréquentes :



#### Zones sèches

Certains présentent des zones sèches où l'enduit n'adhère pas au cathéter pendant l'insertion ou le retrait.



#### Court temps de dessèchement


Une hydratation insuffisante peut entraîner le dessèchement du revêtement au fil du temps et le rendre rugueux ou collant.

Tous les cathéters SpeediCath® sont munis d'un revêtement hydrophile unique avec notre **Technologie d'enduit Triple Action**. Il comprend trois éléments fortement liés, conçus pour protéger l'urètre de trois façons :



### Reste en place

Il reste en place pendant l'insertion et le retrait grâce à une sous-couche exclusive qui est liée de manière covalente à la surface du cathéter, pour un revêtement uniforme sans points secs.



### Reste lisse

Il reste lisse, car la couche de polymères permet une excellente absorption de l'eau, favorisant une faible friction, une insertion en douceur et une diminution de l'inconfort.\*



### Reste hydraté

Il reste hydraté grâce à une solution spéciale à base d'eau qui fait gonfler l'enduit et le rend instantanément prêt à l'emploi.



Balayez ce code QR pour plus de détails sur notre gamme SpeediCath™.

## SpeediCath™<sup>MD</sup>

avec Technologie d'enduit Triple Action

**Reste en place, reste lisse et reste hydraté**, pour la protection de l'urètre



Avant l'utilisation, consultez l'étiquetage du produit pour connaître le mode d'emploi complet du produit, les contre-indications, les avertissements et les précautions.

\*Saignements urétraux (hématurie) et sténoses


SpeediCath® est indiqué pour les patients atteints de rétention urinaire chronique ou ceux qui présentent un volume résiduel post-mictionnel (VRPM) dû à un dysfonctionnement mictionnel neurogène ou non-neurogène. Le cathéter est inséré dans l'urètre pour atteindre la vessie, permettant ainsi à l'urine de s'écouler. Les cathéters SpeediCath sont vendus uniquement sur prescription. Les patients qui pratiquent l'autocathétérisme doivent suivre les directives de leur professionnel de la santé et se référer à ce dernier en cas de questions sur l'utilisation du produit. Avant d'utiliser le dispositif, lisez attentivement l'étiquette du produit et les renseignements qui accompagnent le dispositif, y compris le mode d'emploi qui contient des informations de sécurité additionnelles. Le cathéter SpeediCath est à usage unique. Vous devez le jeter après usage. Si vous éprouvez des symptômes d'une infection des voies urinaires, ou si vous êtes incapable d'insérer le cathéter dans votre vessie, communiquez avec votre professionnel de la santé. Les informations sur les risques ci-présentes ne sont pas exhaustives. Pour en savoir davantage, veuillez discuter avec votre professionnel de la santé. Pour plus de renseignements, veuillez contacter la société Coloplast Canada au 1-866-293-6349, ou consultez le site Web de la société au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).



# SpeediCath<sup>MD</sup> Flex

## Cathéter hydrophile Intermittent


Cathéter souple doté d'un manchon sec et d'un embout flexible, avec tous les avantages du cathéter SpeediCath. Le cathéter peut être refermé et remis dans son emballage discret. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.


SpeediCath <sup>MD</sup> Flex					
Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités	
33 cm	13 po	10 FR ●	28920	30	
		12 FR ○	28922	30	
		14 FR ●	28924	30	
		16 FR ●	28916	30	


# SpeediCath<sup>MD</sup> Standard


## Cathéter hydrophile Intermittent

Doté d'un revêtement hydrophile exclusif, lisse et uniforme. Immersé dans une solution saline, ce qui le rend prêt à l'emploi. Œillets polis pour le confort du patient. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

SpeediCath <sup>MD</sup> Standard pour homme, droit					
Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités	
35 cm	13,9 po	8 FR ●	27408	30	
		10 FR ●	27410	30	
		12 FR ○	27412	30	
		14 FR ●	27414	30	
		16 FR ●	27416	30	
		18 FR ●	27418	30	

SpeediCath <sup>MD</sup> Standard pour homme, coudé					
Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités	
35 cm	13,9 po	10 FR ●	27490	30	
		12 FR ○	27492	30	
		14 FR ●	27494	30	
		16 FR ●	27496	30	

SpeediCath <sup>MD</sup> Standard pour femme, droit					
Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités	
16 cm	6,3 po	8 FR ●	27508	30	
		10 FR ●	27510	30	
		12 FR ○	27512	30	
		14 FR ●	27514	30	
		16 FR ●	27516	30	

SpeediCath <sup>MD</sup> Standard pédiatrique, droit					
Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités	
16 cm	6,3 po	6 FR ●	27706	30	
		8 FR ●	27708	30	
		10 FR ●	27710	30	

# SpeediCath<sup>MD</sup> Compact pour Homme

## Cathéter hydrophile Intermittent

Conçu pour offrir discrétion et commodité, avec tous les avantages du cathéter SpeediCath<sup>MD</sup>, et bien plus encore. La conception télescopique rend l'emballage deux fois plus petit que celui d'un cathéter standard pour homme. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

### SpeediCath<sup>MD</sup> Compact pour homme

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités
30 cm	11,8 po	12/18 FR (one size)	28692	30



# SpeediCath<sup>MD</sup> Compact Eve

## Cathéter hydrophile Intermittent

Cathéter compact, élégant et discret, pour les femmes. Conçu pour la vie moderne, il permet une ouverture facile en une seule étape et il peut être refermé en toute sécurité. La forme triangulaire assure une prise et une manipulation faciles. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

### SpeediCath<sup>MD</sup> Compact Eve

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités
8 cm	3,1 po	10 FR ●	28110	30
		12 FR ○	28112	30
		14 FR ●	28114	30



# SpeediCath<sup>MD</sup> Compact pour Femme

## Cathéter hydrophile Intermittent

Solution compacte et discrète, immédiatement prête à l'emploi. Le catheter peut facilement se conserver dans une poche ou un sac à main. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

### SpeediCath<sup>MD</sup> Compact pour femme

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités
7 cm	2,7 po	8 FR ●	28578	30
		10 FR ●	28580	30
		12 FR ○	28582	30
		14 FR ●	28584	30



### SpeediCath<sup>MD</sup> Compact Plus pour femme

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de produit	Unités
9 cm	3,5 po	10 FR ●	28810	30
		12 FR ○	28812	30
		14 FR ●	28814	30





# SpeediCath<sup>MD</sup> Compact Set

## Cathéter hydrophile Intermittent

Solution compacte et discrète comprenant un cathéter intermittent attaché à un sac immédiatement prêt à l'emploi. Tient facilement dans une poche ou un sac à main. Sans latex, phtalates et PVC. Stérile.

### SpeediCath<sup>MD</sup> Compact Set pour homme

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format		Code de produit	Unités
30 cm	11,8 po	12/18 FR	(taille unique)	28422	20



### SpeediCath<sup>MD</sup> Compact Set pour femme

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format		Code de produit	Unités
9 cm	3,5 po	10 FR	●	28520	20
		12 FR	○	28522	20
		14 FR	●	28524	20



# Self-Cath<sup>MD</sup>

## Cathéter Intermittent

Surface siliconée pour une insertion en douceur. Fait de PVC flexible de qualité médicale avec des oeillets lisses polis à la flamme, pour le confort du patient et la facilité d'utilisation. Sans latex. Stérile.

### Self-Cath<sup>MD</sup> pour femme, droit

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités	
12 cm	4,8 po	8 FR	●	504600	208	30
		10 FR	●	504610	210	30
		12 FR	○	504620	212	30
		14 FR	●	504630	214	30
		14 FR	●	501960	sans connecteur	240



### Self-Cath<sup>MD</sup> pédiatrique

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités		
20 cm	8 po	5 FR	○	504400	305	30	
		6 FR	●	504410	306	30	
		8 FR	●	504420	sans connecteur	308	30
		10 FR	●	504430	sans connecteur	310	30



### Tubes d'extension Self-Cath<sup>MD</sup>

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
61 cm	24 po	n/a	507850	475	12



## Self-Cath<sup>MD</sup> pour homme, droit

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
38 cm	14,9 po	8 FR	● 504500	408	30
		10 FR	● 504510	410	30
		12 FR	○ 504520	412	30
		14 FR	● 504530	414	30
		16 FR	● 504540	416	30
		18 FR	● 504550	418	30



## Self-Cath<sup>MD</sup> pour homme, droit, souple

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
38 cm	14,9 po	12 FR	○ 501810	112	30
		14 FR	● 501820	114	30
		16 FR	● 501830	116	30

## Self-Cath<sup>MD</sup> pour homme, droit, emballage recourbé

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
38 cm	14,9 po	12 FR	○ 502200	460	50
		14 FR	● 502210	450	50

## Self-Cath<sup>MD</sup> pour homme, coudé, effilé avec guide d'insertion

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
38 cm	14,9 po	8 FR	● 504650	608	30
		10 FR	● 504660	610	30
		12 FR	○ 504670	612	30
		14 FR	● 504680	614	30



## Self-Cath<sup>MD</sup> pour homme, coudé olive, avec guide d'insertion

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
38 cm	14,9 po	8 FR	● 504710	808	30
		10 FR	● 504720	810	30
		12 FR	○ 504730	812	30
		14 FR	● 504740	814	30
		16 FR	● 504750	816	30
		18 FR	● 504760	818	30



## Self-Cath<sup>MD</sup> pour homme, système fermé, droit

Longueur effectif (cm)	Longueur effectif (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
31 cm	12,2 po	14 FR	● 502730	1114	50
		16 FR	● 502740	1116	50



# Self-Cath<sup>MD</sup>

Brianna  
Winnipeg, MB

Conçu pour procurer  
confort et facilité



## Caractéristiques

### Matériau

Les cathéters Self-Cath<sup>MD</sup> sont fabriqués à partir d'un *PolyChlorure de Vinyle (PVC)*.

### Insertion à la fois douce et lisse



Les cathéters Self-Cath<sup>MD</sup> offrent des *œillets polis au feu* qui permettent à la muqueuse urétrale de glisser sur les œillets sans être pénétrer la lumière urétrale pendant l'insertion.

### Guide d'insertion :

Les cathéters coudés Self-Cath<sup>MD</sup> sont dotés d'une bande bleue brevetée qui indique l'orientation de l'embout du cathéter. Ainsi, les utilisateurs et utilisatrices peuvent s'assurer de bien positionner l'embout pendant le cathétérisme.

### Facilité de passage :

Le cathéter Self-Cath<sup>MD</sup> est offert en modèles à *pointe droite*, à *pointe effilée* et à *pointe olive*. Peu importe le modèle choisi, l'utilisateur pourra facilement diriger l'embout du cathéter à travers les courbes de l'urètre.



Les cathéters Self-Cath<sup>MD</sup> offrent plusieurs options qui répondent à plusieurs des besoins des patients et patientes :

- Pointe droite et pointe coudée pour homme
- Pointe droite pour femme
- Pédiatrique (incluant F 5)
- Pointe effilée et pointe olive
- Offerts en système fermé et format souple



Veillez balayer le code QR pour consulter le guide de produits :



# Faciliter la vie des gens vivant avec des besoins de santé intimes

Anthony  
Toronto, ON



## Coloplast<sup>MD</sup> Care

Le programme de soutien personnalisé Coloplast Care est conçu pour encourager, inspirer et accompagner les personnes stomisées. Il offre des articles inspirants, des guides d'utilisation de produits, un soutien téléphonique de conseillères et conseillers spécialisés en soins, des courriels remplis de trucs et astuces fort pratiques.



Soutien  
téléphonique



Soutien  
en ligne



Guide  
d'utilisation  
des produits

## Apprentissage électronique professionnel de Coloplast<sup>MD</sup>

Nos modules interactifs sont conçus pour approfondir vos connaissances du *système urinaire*, vous fournir un aperçu des *infections des voies urinaires (IVU)* et mieux faire connaître le *cathéter intermittent hydrophile à usage unique*.

Visitez l'adresse [www.coloplastprofessional.ca](http://www.coloplastprofessional.ca) ou balayez le code QR pour vous inscrire :



Coloplast<sup>MD</sup> Canada s'engage à élever la norme en matière de soins au profit des utilisateurs et des utilisatrices de cathéters en facilitant le remboursement.



Coloplast  
Care

Renseignements sur le  
remboursement de  
Coloplast<sup>MD</sup> Care.



Soutien aux recommandations  
des meilleures pratiques de  
soins infirmiers<sup>1,2</sup>.



Rôle de défenseur  
d'intérêts particuliers et de  
ressources pour le Canada.



Corporate Knights désigne la société Coloplast comme l'entreprise de dispositifs médicaux la plus durable au monde en 2023<sup>3</sup>.

Anthony et Brianna ont été rémunérés par Coloplast pour avoir fourni leur témoignage.

Les informations concernant Coloplast Care sont uniquement fournies à des fins éducatives. En aucun cas, elles ne doivent se substituer à un avis médical professionnel et elles ne doivent pas être considérées comme des recommandations de traitement. Vous devez vous fier au professionnel de la santé qui connaît vos antécédents pour vous prodiguer des conseils médicaux adaptés et poser un diagnostic.

1. Le cathétérisme urétral intermittent propre chez les adultes – Recommandations canadiennes des meilleures pratiques de soins infirmiers. Développées par l'ISPSC (C) Infirmières spécialisées en plaies, stomies et continence au Canada et le CNCA (Infirmière-conseil en incontinence au Canada), les infirmières et infirmiers en urologie du Canada et par Prévention et contrôle des infections – 1re édition 2020.

2. Référence GMP ISPSC (C).

3. The 100 most sustainable corporations of 2023 ou Les 100 sociétés les plus durables de 2023 | Corporate Knights.

Soins de stomies/Soins de la continence/Soins de la peau et des plaies/Urologie interventionnelle/Soins de la voix et de la fonction respiratoire

Coloplast Canada, A205-2401 Bristol Circle, Oakville (Ontario) [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca) PM-29092

52e logo de Coloplast est une marque déposée de Coloplast A/S. © 2023-09 Tous droits réservés Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Danemark








# Conveen<sup>MD</sup> Optima





## Cathéter externe pour homme - Silicone

Cathéter externe autoadhésif discret, facile à utiliser et fiable, pour une utilisation quotidienne. La double languette antidérapante permet un déroulement facile et en douceur pour une application parfaite. L'anneau poussoir avec nervures antidérapantes permet un raccord sûr avec le sac collecteur. Un dispositif anticoudage prévient les éventuelles torsions, garantissant ainsi un libre écoulement. Emballage compact facile à ouvrir. Sans latex.

### Conveen<sup>MD</sup> Optima régulier

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
7,8 cm	3 po	25 mm 	22025	30
		28 mm 	22028	30
		30 mm 	22030	30
		35 mm 	22035	30
		40 mm 	22040	30

### Conveen<sup>MD</sup> Optima sport

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
4,6 cm	2 po	21 mm 	22121	30
		25 mm 	22125	30
		30 mm 	22130	30
		35 mm 	22135	30










# Conveen<sup>MD</sup> Security+

## Cathéter externe pour homme - SEBS\*





Cathéter externe autoadhésif facile à utiliser et fiable, pour une utilisation quotidienne. La poignée de l'appliqueur et la bande antidérapante assurent un déroulement en douceur, pour une application sûre. L'anneau poussoir avec nervures antidérapantes permet un raccord sûr avec le sac collecteur. Un dispositif anticoudage prévient les éventuelles torsions, garantissant ainsi un libre écoulement. Sans latex.

### Conveen<sup>MD</sup> Security+ autoadhésif

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
8,2 cm	3 po	21 mm 	5221	35
		25 mm 	5225	35
		25 mm 	5225H	100
		30 mm 	5230	35
		30 mm 	5230H	100
		35 mm 	5235	35
		35 mm 	5235H	100



### Conveen<sup>MD</sup> Security+ avec bande adhésif

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
8,2 cm	3 po	30 mm 	5030	35
		30 mm 	5030H	100
		35 mm 	5035	35
		35 mm 	5035H	100







\*Styrène-éthylène-butylène-styrène

# Clear Advantage<sup>MD</sup> / Freedom Clear<sup>TM</sup>





## Cathéter externe pour homme - Silicone

Cathéter externe autoadhésif en silicone pour homme. Sans latex.





### Clear Advantage<sup>MD</sup> avec aloe vera

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
7,9 cm	3 po	23 mm 	504311	C6100	100
		28 mm 	504331	6200	100
		31 mm 	504341	6300	100
		35 mm 	504351	6400	100





### Freedom Clear<sup>TM</sup>

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
7,9 cm	3 po	23 mm 	505711	5100	100
		28 mm 	505731	C5200	100
		31 mm 	505741	5300	100
		35 mm 	505751	5400	100

### Freedom Clear<sup>TM</sup> «LS» (longue gaine)

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
8,9 cm	3.5 po	28 mm 	505421	5290	100
		31 mm 	505431	5390	100
		35 mm 	505341	5490	100
		40 mm 	505451	5590	100

### Freedom Clear<sup>TM</sup> «SS» (gaine sport)






Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités
5,5 cm	2 po	23 mm 	505311	5110	100
		28 mm 	505321	C5210	100
		31 mm 	505331	C5310	100
		35 mm 	505441	C5410	100



# Conveen<sup>MD</sup>



## Cathéter externe pour homme - Latex

### Conveen<sup>MD</sup> autoadhésif

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
10,5 cm	4 po	20 mm 	5212	35
		25 mm 	5200	35
		30 mm 	5205	35
		35 mm 	5210	35
		40 mm 	5215	35



### Conveen<sup>MD</sup> avec bande adhésive






Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de produit	Unités
10,5 cm	4 po	30 mm 	5130	35
		35 mm 	5135	35



# Active Cath<sup>MD</sup>

## Cathéter externe pour homme - Latex






Cathéter externe autoadhésif pour homme

Active Cath <sup>MD</sup>						
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités	
7,9 cm	3 po	23 mm 	506220	8100	100	
		28 mm 	506200	8300	100	
		31 mm 	506240	8305	100	
		35 mm 	506260	8500	100	

# Freedom Cath<sup>MD</sup>

## Cathéter externe pour homme - Latex


Cathéter externe autoadhésif pour homme

Freedom Clear <sup>MD</sup>						
Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Format	Code de référence	Code de produit	Unités	
7,9 cm	3 po	23 mm 	506110	8000	100	
		28 mm 	506130	8200	100	
		31 mm 	506140	8205	100	
		35 mm 	506150	8400	100	

# Conveen<sup>MD</sup> Active

## Sac urinaire à jambe


Développé pour une vie active. Se connecte à un cathéter externe. Intégré à une confortable bande élastique qui entoure la cuisse pour offrir facilité d'utilisation, mobilité et discrétion. Robinet de vidange dissimulé dans l'élastique lorsqu'il n'est pas utilisé. Bande de tissu doux, pour un confort accru, et dispositif antidérapant en silicone à l'intérieur des sangles, pour plus de sécurité. Sans PVC et sans latex.

Sac à jambe Conveen <sup>MD</sup> Active, non stérile					
Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités	
9 oz	250 ml	3 po	25501	10	

# Conveen<sup>MD</sup> Security+

## Sac urinaire à jambe

Sac urinaire à jambe, sécuritaire et fiable, avec tubulure anti-torsion pour réduire les risques de fuites accidentelles. Revêtement doux pour un confort augmenté lors du port (sauf pour les codes 21034 et 21054). Sans PVC et sans latex.

Sac à jambe Conveen <sup>MD</sup> Security+, robinet à pince, non stérile					
Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités	
17 oz	500 ml	20 po	5161	10	
26 oz	750 ml	20 po	5167	10	

Sac à jambe Conveen <sup>MD</sup> Security+, robinet à pince, port d'échantillonnage, stérile					
Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités	
17 oz	500 ml	20 po	5163	10	

Sac à jambe Conveen <sup>MD</sup> Security+, robinet à levier, stérile					
Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités	
17 oz	500 ml	20 po	21034	10	
34 oz	1000 ml	20 po	21054	10	

# Conveen<sup>MD</sup> Standard

## Sac à urine de jour/nuit

Sac urinaire sûr et fiable pour le drainage nocturne ou comme sac à jambe de grande capacité. Le robinet à pince permet de vérifier facilement que le sac est bien fermé tout en réduisant le risque de fuites accidentelles. Tubulure standard. Sangles pour jambes vendues séparément. Revêtement doux pour un confort augmenté lors du port. Sans latex.

### Sac de jour / nuit Conveen<sup>MD</sup> Standard, robinet à pince, non stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
51 oz	1500 ml	36 po	5062	10

### Sac de jour / nuit Conveen<sup>MD</sup> Standard, robinet à pince, port d'échantillonnage, stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
51 oz	1500 ml	36 po	5063	10



# Conveen<sup>MD</sup> Contour

## Sac urinaire à jambe

Sac urinaire à jambe sûr et fiable. Conception compartimentée pour plus de discrétion. Revêtement doux pour un confort augmenté lors du port. Sans latex.

### Sac à jambe Conveen<sup>MD</sup> Contour, robinet à pince, non stérile

Capacité (oz)	Capacité (ml)	Longueur du tube (pouces)	Code de produit	Unités
21 oz	600 ml	18 po	5170	10

28 oz	800 ml	18 po	5174	10
-------	--------	-------	------	----



# Sac de nuit Conveen<sup>MD</sup>

## Sac urinaire de nuit

Sac à urine sûr et fiable avec tubulure antitorsion pour éviter les fuites accidentelles. Sa grande capacité permet à l'utilisateur de se sentir en sécurité toute la nuit, pour une bonne nuit de sommeil. Sans PVC et sans latex.

\*Note: Les sacs urinaires de nuit Conveen ne sont pas compatibles avec les sacs d'urostomie.

### Sac de nuit Conveen<sup>MD</sup> non stérile

Capacité (oz)	Capacité (L)	Code de produit	Unités
68 oz	2L	21346	30

### Sac de nuit Conveen<sup>MD</sup> stérile

Capacité (oz)	Capacité (L)	Code de produit	Unités
68 oz	2L	21356	10



# Accessoires

### Support de sac Conveen<sup>MD</sup>

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Code de produit	Unités
18 cm	7 po	5070	1



### Sangles à jambe Conveen<sup>MD</sup>

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Vendues en paire	Code de produit	Unités
63 cm	25 po		5050	10



### Sangle de retenue de cathéter Conveen<sup>MD</sup>

Longueur (cm)	Longueur (pouces)	Code de produit	Unités
90 cm	35 po	383004	2





# Peristeen Plus<sup>MD</sup> Irrigation Transanale

Système d'irrigation transanale pour l'incontinence fécale et la constipation. Minimise les risques de fuites fécales involontaires et/ou de constipation.

## Système d'irrigation transanale Peristeen Plus<sup>MD</sup>

Articles	Description	Code de produit
----------	-------------	-----------------

- 1 unité de contrôle
- 2 cathéters rectaux stériles
- 1 poche (avec couvercle) \*\* 90 irrigations = 6 mois 29140
- 2 attaches
- 1 trousse de toilette



## Système d'irrigation transanale Peristeen Plus<sup>MD</sup> - Court

Articles	Description	Code de produit
----------	-------------	-----------------

- 1 unité de contrôle
- 2 cathéters rectaux stériles - courts
- 1 poche (avec couvercle) \*\* 90 irrigations = 6 mois 29147
- 2 attaches
- 1 trousse de toilette

## Peristeen Plus<sup>MD</sup> Irrigation transanale - Ensemble d'accessoires

Articles	Description	Code de produit
----------	-------------	-----------------

- 15 cathéters rectaux stériles
- 1 poche (sans couvercle) \*\*15 irrigations = 1 mois 29142



## Peristeen Plus<sup>MD</sup> Irrigation transanale - Ensemble d'accessoires - Court

Articles	Description	Code de produit
----------	-------------	-----------------

- 15 cathéters rectaux stériles - courts
- 1 poche (sans couvercle) \*\*15 irrigations = 1 mois 29149

## Peristeen Plus<sup>MD</sup> Irrigation transanale - Cathéter rectal

Articles	Description	Code de produit
----------	-------------	-----------------

- 10 cathéters rectaux stériles 29143



## Peristeen Plus<sup>MD</sup> Irrigation transanale - Attaches

Articles	Description	Code de produit
----------	-------------	-----------------

- 1 paire 29145



## Peristeen Plus<sup>MD</sup> Irrigation transanale - Tubulure

Articles	Description	Code de produit
----------	-------------	-----------------

- 2 tubes avec raccords bleus 29146



\*\* Si utilisé tous les 2 jours



# Soin des plaies



# Biatain<sup>MD</sup> Silicone

## Pansement mousse avec adhésif en silicone

Biatain Silicone est un pansement mousse souple, flexible et absorbant muni d'un doux adhésif à base de silicone. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de plaies exsudatives, ce qui en fait un choix évident pour la cicatrisation en milieu humide. Pour plus de renseignements, visitez le [www.biatainsiliconeca.com](http://www.biatainsiliconeca.com).



reddot award 2017  
winner



Biatain <sup>MD</sup> Silicone			
Taille (cm)	Format (pouces)	Code de produit	Unités
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po	33434	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	33435	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	33436	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	33437	5
17,5 x 17,5 cm	7 x 7 po	33438	5
10 x 20 cm	3,9 x 7,9 po	33400	5
10 x 30 cm	3,9 x 11,8 po	33401	5
18 x 18 cm	7,1 x 7,1 po Heel	33406	5
25 x 25 cm	9,8 x 9,8 po Large sacrum	39000*	5
15 x 19 cm	5,9 x 7,5 po Petit sacrum	39001*	5
14 x 19,5 cm	5,5 x 7,7 po Multi-shape	39010*	5



\* Ce produit porte l'indication de prévention des ulcères de pression.

# Biatain<sup>MD</sup> Silicone sans bordure

Conçu pour une absorption et une rétention élevées sous compression afin de minimiser le risque de fuite et de macération de la peau péri-lésionnelle fragilisée. Peut également être coupé pour s'adapter aux zones difficiles à panser, par ex. sur le talon ou entre les orteils et les doigts. Pour une absorption et une rétention élevées sous compression. La technologie 3DFit minimise les risques de fuite et de macération.

Biatain <sup>MD</sup> Silicone			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 7,5 cm	2 x 3 po	39020	10
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po	39021	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	39022	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	39023	10
10 x 20 cm	4 x 8 po	39024	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	39025	5
20 x 20 cm	8 x 8 po	39026	5



# Biatain<sup>MD</sup> Silicone Lite

## Pansement mousse mince avec adhésif en silicone

Pansement mousse mince et ultra flexible avec un doux adhésif en silicone, pour une utilisation sur une large gamme de plaies avec un exsudat léger à modéré.



Biatain <sup>MD</sup> Silicone Lite			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 5 cm	2 x 2 po	33452	5
5 x 12,5 cm	2 x 5 po	33453	5
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po	33444	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	33445	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	33446	10



# Biatain<sup>MD</sup> Silicone Ag

## Pansement mousse avec adhésif en silicone et argent

Pansement mousse flexible avec un doux adhésif en silicone et un complexe d'argent breveté, pour une utilisation sur une large gamme de plaies infectées ou de plaies à risque d'infection.



Biatain <sup>MD</sup> Silicone Ag			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po	39636	5
10 x 10 cm	4 x 4 po	39637	5
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	39638	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	39639	5
17,5 x 17,5 cm	7 x 7 po	39640	5
10 x 20 cm	3,9 x 7,9 po	39644	5
10 x 30 cm	3,9 x 11,8 po	39645	5
15 x 19 cm	5,9 x 3,5 po Petit sacrum	39650	5
25 x 25 cm	9,8 x 9,8 po Large sacrum	39651	5
18 x 18 cm	7,1 x 7,1 po Heel	39652	5



# Biatain<sup>MD</sup>

## Pansement mousse

Pansement mousse de polyuréthane souple et conformable qui absorbe et retient efficacement les exsudats de la plaie. Cela assure un équilibre optimal pour la prise en charge des plaies exsudatives. Offert en version adhésive et non adhésive. Ce produit est également utilisé pour les zones exposées à la friction excessive et au cisaillement, comme le coccyx.



Biatain <sup>MD</sup> Adhésif			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po	3462	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	3430	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	3420	10
17 x 17 cm	6,7 x 6,7 po Petit sacrum	3483	5
18 x 18 cm	7 x 7 po	3423	5
19 x 20 cm	7.5 x 8 po Talon	3488	5
23 x 23 cm	9 x 9 po Large sacrum	3485	5



Biatain <sup>MD</sup> non adhésif			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 7 cm	2 x 2,8 po	6105	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	3410	10
10 x 20 cm	4 x 8 po	3412	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	3413	5
20 x 20 cm	8 x 8 po	3416	5



# Biatain<sup>MD</sup> Ag

## Pansement mousse avec argent

Pansement mousse de polyuréthane, souple et conformable, doté d'un complexe d'argent breveté, pour une utilisation sur les plaies infectées ou à risque d'infection. Offert en version adhésive et non adhésive. Adhésif d'hydrocolloïdes – pour une adhérence accrue. Ce produit est également utilisé pour les zones à friction élevée et cisaillement comme le coccyx.



### Biatain<sup>MD</sup> Ag adhésif

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
7,5 x 7,5 cm	3 x 3 po	9631	5
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	9632	5
18 x 18 cm	7 x 7 po	9635	5
23 x 23 cm	9 x 9 po Sacral	9641	5
19 x 20 cm	7,5 x 8 po Heel	9643	5



### Biatain<sup>MD</sup> Ag non adhésif

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 7 cm	2 x 2,8 po	5105	5
10 x 10 cm	4 x 4 po	9622	5
10 x 20 cm	4 x 8 po	9623	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	9625	5
20 x 20 cm	8 x 8 po	9626	5



# Biatain<sup>MD</sup> Fiber

Convient aux plaies très exsudatives et emprisonne l'exsudat et les bactéries. Absorbe et retient efficacement l'exsudat et les bactéries, réduisant ainsi l'accumulation d'exsudat. La technologie HexaLock est la nouvelle fibre gélifiante pour toutes les plaies exsudatives.



reddot award 2017  
winner

### Biatain<sup>MD</sup> Fiber

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 5 cm	2 x 2 po	33501	10
10 x 10 cm	4 x 4"	33503	10
15 x 15 cm	6 x 6"	33506	10
19 x 25 cm	7.5 x 9.8"	33507	10
2.5 x 46 cm	1.5 x 18"	33508	10



# Biatain<sup>MD</sup> Alginate

## Pansement d'alginate de calcium

Pansement d'alginate hautement absorbant pour les plaies avec exsudat modéré à abondant, peu importe leur taille, leur forme ou leur profondeur.

### Biatain<sup>MD</sup> Alginate

Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 5 cm	2 x 2 po	3705	30
10 x 10 cm	4 x 4 po	3710	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	3715	10
3 x 44 cm	1 x 17,5 po Mèche	3740	6




# Biatain<sup>MD</sup> Alginate Ag

## Pansement d'alginate de calcium avec argent

Pansement d'alginate hautement absorbant avec argent, pour une utilisation sur les plaies infectées ou à risque d'infection de toutes tailles, formes et profondeurs, avec exsudat modéré à abondant.

Biatain <sup>MD</sup> Alginate Ag				
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités	
5 x 5 cm	2 x 2 po	3755	30	
10 x 10 cm	4 x 4 po	3760	10	
15 x 15 cm	6 x 6 po	3765	10	
3 x 44 cm	1 x 17,5 po	Mèche	3780	10




# Biatain<sup>MD</sup> Ibu

## Pansement mousse avec ibuprofène


Pansement mousse absorbant, souple et flexible, qui contient de l'ibuprofène pour une utilisation sur des plaies douloureuses. Offert en version non adhésive avec une mince couche adhésive (Soft-Hold).



Biatain <sup>MD</sup> Ibu non adhésif			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4110	5
10 x 20 cm	4 x 8 po	4112	5
15 x 15 cm	6 x 6 po	4115	5
20 x 20 cm	8 x 8 po	4120	5



Biatain <sup>MD</sup> Ibu Soft-Hold			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4140	5
10 x 20 cm	4 x 8 po	4142	5




# Biatain<sup>MD</sup> Super


## Pansement hydrocapillaire

Pansement hydrocapillaire hautement absorbant pour une utilisation sur les plaies très exsudatives. Offert en version adhésive et non adhésive.

Biatain <sup>MD</sup> Super adhésif			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4610	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	4612	10
12 x 20 cm	4,5 x 8 po	4625	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	4615	10
20 x 20 cm	8 x 8 po	4620	10



Biatain <sup>MD</sup> Super non adhésif			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
10 x 10 cm	4 x 4 po	4630	10
12,5 x 12,5 cm	5 x 5 po	4632	10
12 x 20 cm	4,5 x 8 po	4645	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	4635	10
20 x 20 cm	8 x 8 po	4639	10





# Comfeel<sup>MD</sup> Plus

## Pansement hydrocolloïde

Pansement hydrocolloïde pour une utilisation sur des plaies avec exsudat léger à modéré. Permet une guérison plus rapide en scellant et en protégeant les plaies.

Comfeel <sup>MD</sup> Plus				
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités	
4 x 6 cm	1,5 x 2,5 po	33146	30	
10 x 10 cm	4 x 4 po	33110	10	
15 x 15 cm	6 x 6 po	33115	5	
20 x 20 cm	8 x 8 po	33120	5	
18 x 20 cm	7 x 8 po	Sacrum	33285	5
9 x 11 cm	3 x 4 po	Contour	33283	5



# Comfeel<sup>MD</sup> Plus Transparent

## Pansement hydrocolloïde

Pansement hydrocolloïde mince et flexible pour une utilisation sur des plaies non exsudatives ou avec exsudat léger. Permet une guérison plus rapide en scellant et en protégeant la plaie. La transparence permet un contrôle visuel de la plaie.

Comfeel <sup>MD</sup> Plus Transparent			
Taille (cm)	Taille (pouces)	Code de produit	Unités
5 x 7 cm	2 x 2,75 po	33530	10
10 x 10 cm	4 x 4 po	33533	10
9 x 14 cm	3,5 x 5,5 po	33536	10
15 x 15 cm	6 x 6 po	33539	5
9 x 25 cm	3,5 x 10 po	33537	5
5 x 15 cm	2 x 6 po	33547	10
5 x 25 cm	2 x 10 po	33548	10



# Triad<sup>TM</sup>

## Pansement hydrophile

Pâte hydrophile à base d'oxyde de zinc. Utilisé pour le débridement autolytique. Une solution de rechange idéale pour les zones difficiles à panser. Stérile. Pour plus de renseignements, visitez le <https://triad.coloplast.ca/fr/>.

Triad <sup>TM</sup>			
Format (onces)	Format (grammes)	Code de produit	Unités
2,5 oz.	Tube de 71 g	1964	12
6 oz.	Tube de 170 g	1967	12



# Purilon<sup>MD</sup> Gel

Hydrogel fait d'ingrédients naturels

Débridement efficace et doux.

Purilon <sup>MD</sup> Gel			
Format (onces)	Format (grammes)	Code de produit	Unités
28 oz.	Tube de 8 g	3906	10
5 oz.	Tube de 15 g	3900	10



# Woun'Dres<sup>MD</sup>

Hydrogel de collagène

Réhydrate les plaies sèches et les tissus nécrosés.

Woun'Dres <sup>MD</sup> hydrogel de collagène			
Format (onces)	Format (grammes)	Code de produit	Unités
1 oz.	Tube de 28 g	1166	36
3 oz.	Tube de 84 g	7690	12



# Sea-Clens<sup>MD</sup>

Nettoyant pour plaies

Solution saline avec surfactant pour nettoyer et irriguer les plaies aiguës et chroniques.

Sea-Clens <sup>MD</sup> nettoyant pour plaies			
Format (onces)	Format (ml)	Code de produit	Unités
6 oz.	178 ml	1063	12
12 oz.	355 ml	1061	12



# Soin de la peau



# Sproam<sup>MD</sup>



Nettoyant en pulvérisateur ou en mousse sans rinçage

Nettoyant en pulvérisateur ou en mousse pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence.

Sproam <sup>MD</sup>		
Format	Code de produit	Unités
175 ml	0897	12
350 ml	0901	12



# Bedside-Care<sup>MD</sup> - peau sensible



Nettoyant en mousse sans rinçage

Nettoyant en mousse non parfumé pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence.

Bedside-Care <sup>MD</sup> Sensitive Skin		
Format	Code de produit	Unités
125 ml	7300	36
240 ml	7301	12



# Bedside-Care<sup>MD</sup> - Mousse



Nettoyant en mousse sans rinçage

Nettoyant en mousse parfumé pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence.

Bedside-Care <sup>MD</sup>		
Format	Code de produit	Unités
240 ml	67145	12



# Bedside-Care<sup>MD</sup>



Nettoyant en pulvérisateur sans rinçage

Nettoyant en pulvérisateur pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence.

Bedside-Care <sup>MD</sup>			
Format		Code de produit	Unités
120 ml	Parfumé	61768	36
240 ml	Parfumé	61762	12
240 ml	Non-parfumé	61761	12



# Easi-Cleanse<sup>MD</sup> Bath



## Lingette nettoyante sans rinçage

Nettoyant pour le corps, les cheveux et les soins d'incontinence sous forme de lingette auto-moussante et jetable.

Easi-Cleanse		
Format	Code de produit	Unités
5 par emballage	7056	100 emballage/ caisse



# Gentle Rain<sup>MD</sup> Extra doux



## Nettoyant avec rinçage

Nettoyant pour le corps et shampooing.

Gentle Rain <sup>MD</sup> Extra Doux		
Format	Code de produit	Unités
Sachet de 5 ml	7231	300
50 ml	7230	36
600 ml (Accessoires disponibles. Veuillez vous diriger vers la page page 73.)	7233	12



# Gentle Rain<sup>MD</sup> Extra doux Sans Parfum



## Nettoyant avec rinçage

Nettoyant pour le corps et shampooing.

Gentle Rain <sup>MD</sup> Extra doux Sans Parfum		
Format	Code de produit	Unités
Sachet de 5 ml	7073	300
50 ml	7074	36
600 ml (Accessoires disponibles. Veuillez vous diriger vers la page page 73.)	7075	12



# Atrac-Tain<sup>MD</sup>



## Hydratant

Hydratant pour la peau extrêmement sèche, squameuse et craquelée avec acide alpha-hydroxylé à 4 % (AAH).

Atrac-Tain <sup>MD</sup>		
Format	Code de produit	Unités
Sachet de 2 g	1843	300
60 ml	1802	12
140 ml	1814	12




# Sween<sup>MD</sup> 24



## Hydratant

Hydratant à usage quotidien pour la peau irritée, sèche, squameuse ou qui démange.

Sween <sup>MD</sup> 24		
Format	Code de produit	Unités
Sachet de 4 g	7090	300
90 g	7094	12



DIN 02250322


# Crème Sween<sup>MD</sup>



## Hydratant

Crème hydratante pour la peau sèche et irritée.

Crème Sween <sup>MD</sup>		
Format	Code de produit	Unités
90 mL	7067	12
190 mL	7068	12




# Lotion Sween<sup>MD</sup> - non parfumée



## Hydratant

Lotion hydratante à usage quotidien. Pour tout le corps.

Lotion Sween <sup>MD</sup> - non parfumée		
Format	Code de produit	Unités
60 ml	7222	36
120 ml	7223	36
620 ml	7224	12



# Critic-Aid<sup>MD</sup> Clear

## Protecteur cutané

Protège la peau et traite l'irritation liée à l'incontinence.

Critic-Aid <sup>MD</sup> Clear		
Format	Code de produit	Unités
Sachet de 4 g	7565	300
71 g	7573	12



DIN 02277778

# Baza<sup>MD</sup> Protect II

## Protecteur cutané

Protège la peau et traite l'irritation liée à l'incontinence. Aide à repousser l'humidité et à soulager la peau sensible et irritée.

Baza <sup>MD</sup> Protect II		
Format	Code de produit	Unités
60 g	7086	12
140 g	7087	12



DIN 02315793

# Baza Cleanse and Protect<sup>MD</sup>

## Nettoyant sans rinçage avec protecteur cutané

Tout-en-un, nettoyant, hydratant et protecteur cutané perméable à l'air, pour la peau sensible, irritée ou gercée causée par l'incontinence.

Baza Cleanse and Protect <sup>MD</sup>		
Format	Code de produit	Unités
240 ml (sans parfum)	7712	12
240 ml (avec parfum)	7725	12



DIN 02243966



# InterDry<sup>MD</sup>

## Tissu évacuant l'humidité avec argent antimicrobien

Prise en charge efficace des complications au niveau des plis cutanés ou sous les appareillages médicaux. Convient à une variété de sites d'application, soit en contact peau à peau ou contact peau à dispositif médical. Pour plus d'information, veuillez visiter le [www.interdry.ca](http://www.interdry.ca).

InterDry <sup>MD</sup>			
Format (cm)	Format (pouces)	Code de produit	Unités
25 x 46 cm	10 x 18 po	7915	40
25 x 92 cm	10 x 36 po	7912	10
25 x 366 cm	Rouleau de 10 x 144 po	7910	10



# Isagel<sup>MD</sup>



## Gel désinfectant pour les mains

Gel désinfectant pour les mains avec hydratant intégré.

Isagel <sup>MD</sup>			
Format	Code de produit	Unités	
115 ml	1644	36	
621 ml (Accessoires disponibles. Veuillez vous diriger vers la page page 73.)	1645	12	



# Poudre corporelle Sween<sup>MD</sup>

## Poudre pour tout le corps.

Poudre offrant une excellente absorption pour garder le patient au sec.

Poudre corporelle Sween <sup>MD</sup>			
Format	Code de produit	Unités	
90 g	0506	36	
227 g	0505	36	



# Accessoires

## Support de distributeur Embrace<sup>TM</sup>

Description	Code de produit	Unités	
Compatible avec les flacons pompe de 600 ml (Gentle Rain <sup>MD</sup> Extra doux) et de 621 ml (Isagel <sup>MD</sup> ) (1645, 7224, 7233)*	0089	12	



\* Produit non inclus.

# Déclarations abrégées

## Gamme de pansements Biatain<sup>MD</sup>

Les pansements Biatain<sup>MD</sup> sont à usage unique seulement. Reportez-vous au manuel du produit pour des informations détaillées au sujet des instructions complètes, des contre-indications, des avertissements, des mises en garde et des effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-888-880-8605 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

### InterDry<sup>MD</sup>

InterDry<sup>MD</sup> est un protecteur pour la prise en charge des plis cutanés et des autres zones de contact peau à appareillage. Il réduit la colonisation microbienne dans le tissu. Ce tissu à usage unique assure le transport de l'humidité pour garder une peau sèche tandis que l'agent antimicrobien dans le tissu réduit les odeurs. L'utilisation sécuritaire du tissu InterDry pendant la grossesse, l'allaitement et chez les enfants n'a pas été démontrée. Bien que beaucoup de patients bénéficient de l'utilisation de ce produit, les résultats peuvent varier. Voir l'étiquetage du produit pour des informations détaillées, y compris l'indication, les contre-indications, les avertissements, les mises en garde et les complications ou effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-888-880-8605 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

### Tampon anal Peristeen<sup>MD</sup>

Le tampon anal Peristeen est conçu comme une barrière aux matières fécales dans le rectum. Le tampon anal peut être utilisé par des gens atteints d'incontinence fécale ou qui souffrent de la libération involontaire de gaz (flatulences). Il agit comme une barrière efficace contre les matières fécales dans le rectum.

Contre-indication : Le tampon anal Peristeen ne doit pas être utilisé si vous souffrez d'hémorroïdes (3e et 4e degré) et de sténose anale

Mise en garde : Ce produit ne doit pas être utilisé sans une évaluation par votre professionnel de la santé. Communiquez avec votre professionnel de la santé avant d'utiliser le tampon anal Peristeen pour la première fois, puisqu'un encadrement professionnel pour l'utilisation du tampon est indispensable. Le tampon anal ne doit pas être utilisé si vous souffrez de diarrhée. S'il est placé dans la bouche, le tampon anal Peristeen se dilatera et pourrait provoquer l'étouffement. Retirez le tampon anal lorsque vous sentez le besoin d'aller à la selle. Si vous n'avez aucune sensation dans la région rectale et que vous ne sentez pas le besoin d'aller à la selle, un changement de tampon à intervalles réguliers est recommandé.

Le tampon anal Peristeen doit être enlevé au plus tard 12 heures après son insertion. Si vous éprouvez des difficultés en enlevant le tampon Peristeen, vous devez contacter votre professionnel de la santé. Si vous ressentez un inconfort à plusieurs reprises lors de l'utilisation du tampon anal Peristeen, cessez de l'utiliser et communiquez avec votre professionnel de la santé. Gardez hors de portée des enfants. Consultez le manuel du produit pour des informations détaillées concernant les instructions, les contre-indications, les avertissements, les mises en garde et les complications ou effets indésirables possibles, ou communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

### Peristeen Plus<sup>MD</sup>

Le système d'irrigation transanale Peristeen Plus<sup>MD</sup> est conçu pour introduire de l'eau dans le côlon au moyen d'un cathéter rectal qui comprend un ballonnet gonflable, lequel est inséré dans le rectum afin de favoriser l'évacuation du contenu de la partie inférieure du côlon. Le système d'irrigation transanale Peristeen Plus<sup>MD</sup> est indiqué pour une utilisation par des enfants (de 3 ans à moins de 12 ans), des adolescents (de 12 ans à moins de 18 ans), de jeunes adultes (de 18 ans à moins de 21 ans) et des patients adultes atteints de dysfonction de l'intestin neurogène qui souffrent d'incontinence fécale, de constipation chronique et/ou qui consacrent beaucoup de temps aux procédures de gestion de la fonction intestinale.

Contre-indications : Peristeen Plus<sup>MD</sup> Irrigation transanale ne doit pas être utilisé dans les situations suivantes : obstruction connue du gros intestin due à des sténoses ou à des tumeurs, maladie inflammatoire aiguë, diverticulite, maladie diverticulaire complexe, chirurgie abdominale ou anale dans les 3 derniers mois, phase de choc spinal et patientes enceintes n'ayant pas utilisé le système auparavant (si la patiente est enceinte et qu'elle n'a jamais utilisé l'irrigation transanale auparavant, elle ne devrait pas commencer la procédure d'irrigation pendant la grossesse).

Mise en garde : La procédure d'irrigation transanale doit toujours être effectuée avec soin. La perforation intestinale est une complication de l'irrigation transanale extrêmement rare, mais grave et potentiellement mortelle, qui exige une admission immédiate dans un hôpital et requiert souvent une intervention chirurgicale.

Reportez-vous au manuel du produit pour des informations détaillées au sujet de la procédure, des contre-indications, des avertissements, des mises en garde et des effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

### SpeediCath<sup>MD</sup>

Les cathéters SpeediCath<sup>MD</sup> sont indiqués pour une utilisation par des patients atteints de rétention urinaire chronique ou qui présentent un volume résiduel post-mictionnel (VRPM) en raison d'un dysfonctionnement mictionnel d'ordre neurogène et non-neurogène. Le cathéter est inséré dans l'urètre pour atteindre la vessie, permettant ainsi à l'urine de s'écouler. Il existe un dispositif SpeediCath distinct destiné aux hommes ou aux femmes. Il s'agit d'un produit à usage unique. Les patients doivent contacter leur professionnel de la santé avant de procéder à l'autocathétérisation pour la première fois et ils doivent suivre attentivement les instructions. Rappelez-vous au manuel du produit pour plus d'information, ou communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

### Self-Cath<sup>MD</sup>

Les cathéters Self-Cath<sup>MD</sup> sont destinés à des patients masculins, féminins et pédiatriques (nouveau-nés, nourrissons, enfants, adolescents et jeunes adultes) qui ont besoin d'un drainage de la vessie, tel que déterminé par leur médecin. Le cathéter est indiqué pour les personnes qui sont incapables d'uriner naturellement ou pour celles qui présentent un volume résiduel d'urine significatif après une miction naturelle. À usage unique seulement. Reportez-vous au manuel du produit pour des informations détaillées au sujet de la procédure, des contre-indications, des avertissements, des mises en garde et des effets indésirables possibles. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-866-293-6349 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

### Triad<sup>TM</sup>

Le pansement hydrophile Triad<sup>TM</sup> est indiqué pour la prise en charge locale des ulcères de pression et de stase veineuse, des lésions ou blessures du derme, des plaies superficielles, des éraflures, des brûlures au premier et au deuxième degré, et des plaies d'épaisseur partielle ou de pleine épaisseur. Convient aux nouveau-nés.

Contre-indications : Triad<sup>TM</sup> est contre-indiqué pour les brûlures au troisième degré et les plaies infectées. Consulter l'étiquette du produit pour des informations complètes, y compris les avertissements et les mises en garde. Pour toute autre question, communiquez avec la Société Coloplast Canada au 1-888-880-8605 et/ou consultez le site Web de l'entreprise au [www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca).

Code de produit	Page
0089	73
112	50
114	50
116	50
208	49
210	49
212	49
214	49
240	49
305	49
306	49
308	49
310	49
408	50
410	50
412	50
414	50
416	50
418	50
0421	38
0422	38
0423	38
0424	38
450	50
460	50
475	49
0505	73
0506	73
0509	39
608	50
610	50
612	50
614	50
808	50
810	50
812	50
814	50
816	50
818	50
0897	69
0901	69
0925	39
1003	40
1061	66
1063	66
1110	40
1114	50
1116	50
1166	66
1500	40
1644	73
1645	73
1802	70
1814	70
1843	70
1907	38

Code de produit	Page
1964	65
1967	65
2041	39
2115	34
2125	34
2151	33
2166	33
2181	33
2320	39
2325	39
2330	39
2340	39
2350	39
2490	31
2501	40
2520	31
2650	38
2655	38
2792	30
2793	30
2801	40
2802	40
2803	40
2807	40
2808	40
2831	29
2832	29
2833	29
2836	29
2837	29
2846	29
2847	29
2881	28
2882	28
2883	28
3210	37
3215	37
3220	37
3410	62
3412	62
3413	62
3416	62
3420	62
3423	62
3430	62
3462	62
3483	62
3485	62
3488	62
3705	63
3710	63
3715	63
3740	63
3755	64
3760	64
3765	64

Code de produit	Page
3780	64
3900	66
3906	66
4110	64
4112	64
4115	64
4120	64
4140	64
4142	64
4610	64
4612	64
4615	64
4620	64
4625	64
4630	64
4632	64
4635	64
4639	64
4645	64
5030	53
5030H	53
5035	53
5035H	53
5050	56
5062	56
5063	56
5070	56
5100	54
5105	63
5110	54
5130	54
5135	54
5161	55
5163	55
5167	55
5170	56
5174	56
5200	54
5205	54
5210	54
5212	54
5215	54
5221	53
5225	53
5225H	53
5230	53
5230H	53
5235	53
5235H	53
5290	54
5300	54
5390	54
5400	54
5490	54
5580	33
5585	33

Code de produit	Page
5590	54
6105	62
6200	54
6300	54
6400	54
7056	70
7067	71
7068	71
7073	70
7074	70
7075	70
7086	72
7087	72
7090	71
7094	71
7222	71
7223	71
7224	71
7230	70
7231	70
7233	70
7300	69
7301	69
7565	72
7573	72
7583	39
7690	66
7712	72
7725	72
7910	73
7912	73
7915	73
8000	55
8009	34
8100	55
8200	55
8205	55
8300	55
8305	55
8400	55
8500	55
9500	39
9505	39
9622	63
9623	63
9625	63
9626	63
9631	63
9632	63
9635	63
9641	63
9643	63
10011	22
10012	22
10013	22
10015	23

Code de produit	Page
10016	23
10017	23
10021	22
10022	22
10023	22
10025	23
10026	23
10027	23
10031	22
10032	22
10035	23
10036	23
10041	22
10045	23
10101	24
10102	24
10103	24
10104	25
10105	25
10106	25
10108	24
10111	24
10113	24
10114	24
10116	24
10117	24
10154	23
10155	23
10156	23
10164	23
10165	23
10166	23
10167	23
10451	15
10461	15
10471	15
10472	15
10473	15
10474	15
10475	15
10476	15
10477	15
10478	15
10479	15
10480	15
10481	15
10482	16
10483	16
10484	16
10487	16
10489	15
10502	9
10503	9
10504	9
10505	9
10506	9

Code de produit	Page
10512	9
10513	9
10514	9
10515	9
10516	9
10522	9
10523	9
10524	9
10525	9
10531	9
10551	14
10561	14
10562	14
10563	14
10564	14
10565	14
10566	14
10567	14
10568	14
10571	14
10572	14
10573	14
10582	19
10583	19
10584	19
10585	19
10586	19
10870	18
10871	18
10872	18
10873	18
10874	18
10881	18
10883	18
10884	18
10885	18
10904	25
10905	25
10914	25
10915	25
10918	25
11011	22
11012	22
11015	23
11016	23
11021	22
11022	22
11023	22
11024	22
11025	23
11026	23
11027	23
11028	23
11031	22
11032	22
11035	23

Code de produit	Page
11036	23
11041	22
11045	23
11114	23
11115	23
11124	23
11125	23
11126	23
11127	23
11135	23
11136	23
11185	23
11186	23
11194	23
11195	23
11196	23
11197	23
11301	24
11302	24
11303	24
11304	25
11305	25
11306	25
11307	24
11308	25
11312	24
11313	24
11314	24
11315	24
11316	24
11401	10
11402	10
11412	10
11413	10
11421	10
11422	10
11425	10
11432	10
11443	10
11461	10
11462	10
11463	10
11471	10
11472	10
11473	10
11474	10
11482	10
11483	10
11484	10
11486	10
11487	10
11491	11
11492	11
11496	11
11497	11
11498	11

Code de produit	Page
11499	11
11500	11
11505	25
11514	25
11515	25
11518	25
11612	25
11615	25
11690	25
11801	27
11802	27
11803	27
11804	27
11811	27
11812	27
11814	27
11815	27
11821	25
11822	25
11824	25
11825	25
11827	25
11828	25
11841	24
11842	24
11844	24
11845	24
11846	24
11851	24
11852	24
11854	24
11855	24
11856	24
12000	38
12010	38
12011	38
12014	21
12020	37
12021	37
12030	37
12032	37
12033	37
12035	37
12036	37
12037	37
12038	37
12039	37
12042	37
12045	37
12046	37
12047	37
12048	37
12049	37
12050	38
12060	38
12061	38

Code de produit	Page
12070	38
12072	38
12074	38
12076	38
12090	37
12091	37
12092	37
12093	37
12094	37
12095	37
12110	32
12130	32
12140	32
12144	32
12145	32
12146	32
12147	32
12149	32
12170	32
12174	32
12175	32
12176	32
12177	32
12201	15
12202	15
12212	15
12213	15
12222	15
12232	14
12243	14
12262	14
12271	14
12272	14
12274	14
12282	14
12284	14
12291	15
12292	15
12297	15
12298	15
12344	30
12346	30
12354	30
12355	30
12356	30
12374	30
12375	30
12376	30
12384	30
12385	30
12386	30
12432	33
12433	33
12471	33
12472	33
12533	31

Code de produit	Page
12595	33
12596	33
12701	28
12702	28
12703	28
12704	28
12705	28
12706	28
12707	28
12708	28
12709	28
12716	28
12719	28
12800	32
12802	32
12805	32
12808	32
12810	32
12820	40
12834	41
12835	41
12836	41
12841	28
12842	28
12844	28
12845	28
12847	28
12848	28
12991	33
12992	33
12993	33
12994	33
12995	33
12996	33
12997	33
13671	16
13672	16
13673	16
13674	16
13675	16
13676	16
13678	19
13679	19
13680	19
13684	18
13685	18
13706	31
13840	31
13844	31
13845	31
13846	31
13860	31
13870	31
13874	31
13875	31
13876	31

Code de produit	Page
13924	30
13925	30
13964	30
13965	30
13966	30
13974	30
13975	30
13976	30
13984	30
13985	30
13986	30
14010	41
14015	41
14021	41
14031	41
14041	41
14050	41
14060	41
14070	41
14103	31
14106	31
14163	31
14164	31
14165	31
14166	31
14173	31
14174	31
14175	31
14176	31
14196	31
14201	33
14202	33
14224	30
14225	30
14226	30
14227	30
14228	30
14229	30
14232	29
14233	29
14234	29
14235	29
14236	29
14237	29
14238	29
14239	29
14243	29
14246	29
14249	29
14251	29
14252	29
14254	29
14255	29
14258	29
14261	28
14262	28

Code de produit	Page
14263	28
14271	28
14272	28
14273	28
14274	28
14275	28
14276	28
14277	28
14278	28
14281	29
14282	29
14283	29
14291	29
14292	29
14293	29
14294	29
14295	29
14296	29
14307	34
14308	34
14404	31
14405	31
14411	31
14412	31
14414	31
14415	31
14422	31
14423	31
14424	31
14441	32
14445	32
14452	32
14453	32
14454	32
14494	30
14498	30
14681	34
14682	34
14691	34
14692	34
14701	33
14702	33
15403	27
15404	27
15405	27
15406	27
15407	27
15408	27
15413	27
15414	27
15415	27
15441	27
15450	27
15470	27
15472	27
15473	27

Code de produit	Page
15474	27
15480	27
15482	27
15483	27
15484	27
15521	26
15522	26
15523	26
15524	26
15531	26
15532	26
15533	26
15534	26
15605	26
15606	26
15607	26
15608	26
15633	26
15634	26
15635	26
15695	26
15696	26
15821	26
15981	26
16301	18
16305	18
16306	18
16310	18
16311	18
16312	18
16313	18
16315	18
16322	18
16323	18
16325	18
16326	18
16327	18
16330	18
16331	18
16332	18
16333	18
16335	18
16345	18
16346	18
16347	18
16350	18
16351	18
16352	18
16353	18
16471	14
16472	14
16481	14
16483	14
16484	14
16485	14
16486	14

Code de produit	Page
16487	14
16488	14
16491	14
16493	14
16494	14
16705	16
16706	16
16715	16
16716	16
16725	16
16726	16
16727	16
16730	16
16731	16
16732	16
16733	16
16734	16
16735	16
16737	16
16738	16
16739	16
16748	16
16755	16
16756	16
16757	16
16760	16
16761	16
16762	16
16763	16
16764	16
16767	16
16768	16
16770	16
16771	16
16772	16
16773	16
16778	16
16801	19
16805	19
16810	19
16825	19
16826	19
16827	19
16835	19
16836	19
16837	19
16840	19
16841	19
16842	19
16855	19
16856	19
16857	19
16865	19
16866	19
16867	19
16870	19

Code de produit	Page
16871	19
16872	19
16901	9
16903	9
16911	9
16913	9
16914	9
16915	9
16921	9
16923	9
16924	9
16931	9
16933	9
16934	9
16941	9
16942	9
16951	9
16953	9
16954	9
16955	9
16961	9
16963	9
16964	9
16971	9
16973	9
16974	9
18151	19
18152	19
18160	19
18161	19
18162	19
18163	19
18170	19
18171	19
18172	19
18173	19
18180	19
18181	19
18182	19
18185	19
18300	17
18301	17
18302	17
18305	17
18310	17
18312	17
18313	17
18314	17
18315	17
18320	17
18321	17
18322	17
18323	17
18324	17
18330	17
18331	17

Code de produit	Page
18332	17
18333	17
18340	17
18341	17
18342	17
18343	17
18344	17
18386	15
18389	14
18390	14
18401	20
18402	20
18403	20
18404	20
18405	20
18500	10
18501	10
18510	10
18511	10
18512	10
18513	10
18520	10
18521	10
18522	10
18523	10
18524	10
18530	10
18531	10
18532	10
18600	11
18601	11
18602	11
18603	11
18610	11
18611	11
18612	11
18613	11
18620	11
18621	11
18622	11
18630	11
18631	11
18632	11
18640	11
18641	11
18642	11
18650	15
18651	15
18652	15
18655	15
18656	15
18657	15
18660	20

Code de produit	Page
18661	20
18665	20
18666	20
18670	20
18671	20
18675	20
18676	20
18680	20
18681	20
18690	20
18691	20
18700	21
18705	21
18710	22
18711	22
18712	22
18713	22
18720	21
18721	21
18722	21
18723	21
18724	21
18725	21
18730	21
18731	21
18735	21
18747	21
19001	27
19003	27
19010	27
19011	27
19020	27
19021	27
19030	27
19040	24
19041	24
19042	24
19050	24
19051	24
19052	24
21034	55
21054	55
21346	56
21356	56
21365	41
22025	53
22028	53
22030	53
22035	53
22040	53
22121	53
22125	53
22130	53

Code de produit	Page
22135	53
25501	55
27408	47
27410	47
27412	47
27414	47
27416	47
27418	47
27490	47
27492	47
27494	47
27496	47
27508	47
27510	47
27512	47
27514	47
27516	47
27706	47
27708	47
27710	47
28110	48
28112	48
28114	48
28422	49
28520	49
28522	49
28524	49
28578	48
28580	48
28582	48
28584	48
28692	48
28810	48
28812	48
28814	48
28916	47
28920	47
28922	47
28924	47
29140	57
29142	57
29143	57
29145	57
29146	57
29147	57
29149	57
33110	65
33115	65
33120	65
33146	65
33283	65
33285	65
33400	61

Code de produit	Page
33401	61
33406	61
33434	61
33435	61
33436	61
33437	61
33438	61
33444	61
33445	61
33446	61
33452	61
33453	61
33501	63
33503	63
33506	63
33507	63
33508	63
33530	65
33533	65
33536	65
33537	65
33539	65
33547	65
33548	65
39000*	61
39001*	61
39010*	61
39020	61
39021	61
39022	61
39023	61
39024	61
39025	61
39026	61
39636	62
39637	62
39638	62
39639	62
39640	62
39644	62
39645	62
39650	62
39651	62
39652	62
61761	69
61762	69
61768	69
67145	69
383004	56
504311	54
504331	54
504341	54
504351	54

Code de produit	Page
505311	54
505321	54
505331	54
505341	54
505421	54
505431	54
505441	54
505451	54
505711	54
505731	54
505741	54
505751	54
506110	55
506130	55
506140	55
506150	55
506200	55
506220	55
506240	55
506260	55
C5200	54
C5210	54
C5310	54
C5410	54
C6100	54



# Coloplast® Care

Pour vos besoins de soins de stomie ou de continence



#### Site Web et courriels

Un site Web et des courriels spécialisés avec articles et conseils pertinents adaptés à la situation de chaque patient.

#### Outils d'autoévaluation

Aide aux patients à suivre l'état de santé de leur stomie ou de leur vessie par une autoévaluation régulière.

#### Soutiens Téléphonique

Des conseillers prêts à répondre aux questions et à fournir un soutien par téléphone.

#### Conseils sur les produits

Obtenez des renseignements et d'échantillons de produits pour vos patients

## Il est facile de s'inscrire à Care



En ligne au [www.coloplast.ca/careform](http://www.coloplast.ca/careform)



Par téléphone au 1-866-293-6349



Demandez les formulaires d'inscription à Coloplast Care auprès de votre gestionnaire de territoire Coloplast.

Velcro<sup>MD</sup> est une marque déposée de Velcro Industries B.V.

Soins de stomie / Soins d'incontinence / Soins des plaies et de la peau / Chirurgie urologique

Coloplast Corp., 2030 Bristol Circle Suite 117, Oakville, ON L6H 0H2 / 1-888-880-8605  
[www.coloplast.ca](http://www.coloplast.ca)

Le logo Coloplast est une marque de commerce déposée de Coloplast A/S. © Coloplast Corp, 2023. Tous droits réservés.

